




QUICKIE®

LIFE T

AKTIV, SAMMENLEGGBAR

 **SUNRISE**
MEDICAL®

2.0 Oppdatert november 2021

QUICKIE LIFE T

Aktiv, sammenleggbar

Post 4, 1. valg



Aktiv sammenleggbar

AKTIV SITTESTILLING I EN KOMPAKT RAMME

En aktiv rullestol som kan legges sammen, noe som gjør den perfekt til å ta med seg på reise. Stolen har gode tilpasningsmuligheter og egner seg godt for kjøring med ensidig lammelse og de som sparker seg frem med bena.

- Lett og stabil kryssrammerullestol med valg og tilpasningsmuligheter for en aktiv sittestilling og optimal kjørestilling.
- Svært gode kjøreegenskaper tilpasset individuelle brukere.
- Mange muligheter og valg for optimal tilpasning til den enkelte bruker.
- Gode løsninger for håndtering inn- og ut av bil. Quickie Life T er sammenleggbar og kan låses i sammenslått posisjon. Avtagbare benstøtter for enda mer kompakt transport.



SPESIFIKASJONER QUICKIE LIFE T

Setebredde	28 - 50 cm
Setedybde	32 - 46 cm
Setehøyde bak	43 - 44 cm (40 - 50)*
Setehøyde foran	43 - 45 cm (40 - 53)*
Setevinkel	0° - 12°
Rygg høyde	25 - 45 cm
Ryggvinkel	78° - 102°
Totalbredde	Setebredde +18 cm v/ 0° camber
Transportvekt	Fra 7 kg
Vekt rullestol	Fra 10,5 kg
Maks. brukervekt	100 kg

*Med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON QUICKIE LIFE T I POST 4

- Rygg vinkeljusterbar
- Kjørehåndtak
- Ryggtrekk EXO
- Armlener, høydejusterbare med klesbeskyttere
- Benstøtter, inn- og utsvingbare og avtagbare med oppfellbare fotplater
- Tippetrikker innsvingbare
- Svinghjulsgaffel Carbotechnology
- Svinghjul 4", kompakt alu felg
- Drivhjul 24", Lettvekt, dekk Right Run
- Drivringer aluminium
- Vekt rullestol ca 14,7 kg (NAV standard)



Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.

Quickie Life T passer aktive og selvstendige rullestolbrukere som trenger en sammenleggbar rullestol.

Aktiv sammenleggbar



Enkel tilpasning av setehøyde og balansepunkt.



God stabilitet og gode trilleegenskaper med cambringsmulighet fra 0° til 6°.



Quickie Life - enkel å legge sammen for transport eller lagring. Låser når sammenslått

LIFE T

Quickie Life T Post 4 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde												
		28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
Setedybde	32	Art.nr	LITS2832	LITS3032	LITS3232	LITS3432	LITS3632	LITS3832	LITS4032	LITS4232	LITS4432	LITS4632	LITS4832	LITS5032
		Hms.art.nr.	272938	272946	272954	272962	272970	272978	272986	272994	273002	273010	273018	273026
	34	Art.nr	LITS2834	LITS3034	LITS3234	LITS3434	LITS3634	LITS3834	LITS4034	LITS4234	LITS4434	LITS4634	LITS4834	LITS5034
		Hms.art.nr.	272939	272947	272955	272963	272971	272979	272987	272995	273003	273011	273019	273027
	36	Art.nr	LITS2836	LITS3036	LITS3236	LITS3436	LITS3636	LITS3836	LITS4036	LITS4236	LITS4436	LITS4636	LITS4836	LITS5036
		Hms.art.nr.	272940	272948	272956	272964	272972	272980	272988	272996	273004	273012	273020	273028
	38	Art.nr	LITS2838	LITS3038	LITS3238	LITS3438	LITS3638	LITS3838	LITS4038	LITS4238	LITS4438	LITS4638	LITS4838	LITS5038
		Hms.art.nr.	272941	272949	272957	272965	272973	272981	272989	272997	273005	273013	273021	273029
	40	Art.nr	LITS2840	LITS3040	LITS3240	LITS3440	LITS3640	LITS3840	LITS4040	LITS4240	LITS4440	LITS4640	LITS4840	LITS5040
		Hms.art.nr.	272942	272950	272958	272966	272974	272982	272990	272998	273006	273014	273022	273030
	42	Art.nr	LITS2842	LITS3042	LITS3242	LITS3442	LITS3642	LITS3842	LITS4042	LITS4242	LITS4442	LITS4642	LITS4842	LITS5042
		Hms.art.nr.	272943	272951	272959	272967	272975	272983	272991	272999	273007	273015	273023	273031
44	Art.nr	LITS2844	LITS3044	LITS3244	LITS3444	LITS3644	LITS3844	LITS4044	LITS4244	LITS4444	LITS4644	LITS4844	LITS5044	
	Hms.art.nr.	272944	272952	272960	272968	272976	272984	272992	273000	273008	273016	273024	273032	
46	Art.nr	LITS2846	LITS3046	LITS3246	LITS3446	LITS3646	LITS3846	LITS4046	LITS4246	LITS4446	LITS4646	LITS4846	LITS5046	
	Hms.art.nr.	272945	272953	272961	272969	272977	272985	272993	273001	273009	273017	273025	273033	



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

Opsjoner og tilbehør

- Sittepute
- Safaribrems
- Loopwheels drivhjul
- Adventus fronthjul
- Drivaggregat
- Regntrekk/varmepose

Se også egen tilbehørskatalog.



Stilige og lette Carbotecture gaffer. (oransje og sølv er tilbehør).



Empulse F55 drivaggregat gir større rekkevidde og redusert belastning på armene.



Vibrasjonsdempende Loopwheels gir behageligere kjøring på ujevnt underlag.

Aktiv sammenleggbar

GODE VALG TIL RULLESTOLEN

EMPULSE DRIVAGGREGATER OG DRIVHJUL MED MOTOR

Redusert belastning og lenger rekkevidde! Sunrise Medical tilbyr et bredt utvalg drivaggregater og drivhjul med hjelpemotor. Finn det drivaggregatet som passer din livssituasjon og din bruk

Les mer om drivaggregater på vår hjemmeside www.SunriseMedical.no eller i vår katalog Manuelle rullestoler og drivaggregater.



Empulse WheelDrive Drivhjul med elektrisk motor.



Empulse F55 Drivaggregat med manuell styring.



Empulse R20 ledsagerstyrt drivaggregat.



SmartDrive brukerstyrt drivaggregat.

LOOPWHEELS DRIVHJUL

- Loopwheels er vibrasjonsdempende og gir økt komfort på ujevnt underlag, for eksempel brostein.
- Bidrar til en mer behagelig kjøreoplevelse for brukere som opplever smerter ved støt og vibrasjoner.
- Enklere forsering av hindringer og kjøring på ujevnt underlag pga behov for mindre kraft.

Les mer om Loopwheels på vår hjemmeside www.SunriseMedical.no eller i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.



RIKTIG TILBEHØR

Sunrise Medical har et rikt tilbehørsprogram som bidrar til at den enkelte kan få rullestolen akkurat slik den skal være for å fungere optimalt - hver dag!

Har du ikke vår tilbehørskatalog? Kontakt vårt kundesenter Post@SunriseMedical.no eller finn katalogen på: www.SunriseMedical.no



JAY SITTEPUTER OG RYGGER

JAY er Sunrise Medicals egne sitteputer og faste rygger. JAY er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper. Riktig valg av sittepute og rygg er avgjørende for funksjonaliteten i sittende stilling. JAY sortimentet inneholder et bredt spekter av produkter for alle behov.

Se vår JAY-katalog for komplett utvalg, eller se vår hjemmeside: www.SunriseMedical.no



KINETIC BALANCE POSISJONERINGSPRODUKTER, REGNTREKK OG VARMEPOSER

Riktig bekledning er viktig for å kunne nyte turer utendørs i all slags vær! Se vårt utvalg av moderne og funksjonell bekledning fra Kinetic Balance.

Se komplett sortiment i Kinetic Balance-brosjyren, eller se vår hjemmeside: www.SunriseMedical.no



DECON ADVENTUS FRONTHJUL

Adventus gjør det mye enklere å kjøre rullestolen på ujevnt underlag, for eksempel på i hagen eller på tur. Selv på vanlig underlag vil du oppnå høyere komfort siden Adventus gir en mykere kjøretur.

Les mer om Decon Adventus på www.SunriseMedical.no eller i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.



VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.