



1. VALG
NAV-
AVTALE

Godkjent
for bruk på
Opus-senger

Art.nr.	HMS nr.	Beskrivelse
622402	292222	• TurnAid T4 vendesystem

- ▶ Enkel betjening ved hjelp av håndkontroll eller fotbryter
- ▶ Pasient forflyttes og vendes uten belastning for pleiepersonalet
- ▶ Kan benyttes i kombinasjon med alle type madrasser, inkludert vekseltrykk
- ▶ For bruk på sykehjem, sykehus og i hjemmetjenesten
- ▶ Brukervekt opptil 350 kg, avhengig av pleiesengens løfteevne (SWL)
- ▶ Kan monteres på alle Opus-senger, samt de fleste senger med ramme i sengeflaten



TurnAid er et av våre «to til en»-produkter! Ved å benytte «to til en»-produkt kan en pleier i mange tilfeller utføre pleie og stell hvor man tidligere måtte være to.

Fordeler med TurnAid T4

- Pasient vendes og forflyttes med verdighet
- Pasient kan bo lengre hjemme i egen bolig
- Skånsom forflytning av smertepasienter
- Sikrer godt arbeidsmiljø for pleiepersonell
- Én pleier, hvor man tidligere måtte være to
- Svært enkelt å montere

Standardutstyr

- 1 stk. fotbryter T4
- 1 stk. håndkontroll T4
- 1 stk. vendelaken 180 × 350 cm
- 1 stk. glidelaken 95 × 205 cm

NB! Det anbefales å bestille ekstra sett vende- og glidelaken for å kunne bytte ved vask.

For vekseltrykkmadrass, gå opp en størrelse på glidelaken.

Fotbryter T4



Art.nr. HMS nr. Beskrivelse

622426 311437 • Fotbryter T4

Håndkontroll T4



Art.nr. HMS nr. Beskrivelse

622428 292135 • Håndkontroll T4

Glidelaken

– Monteres direkte på madrassen



Art.nr. HMS nr. Beskrivelse

622414 236359 • Glidelaken 95 x 205 cm

622416 238445 • Glidelaken 105 x 205 cm

622418 235536 • Glidelaken 125 x 205 cm

Vendelaken

– Monteres på motorullene



Art.nr. HMS nr. Beskrivelse

622410 229391 • Vendelaken 180 x 350 cm

622412 235537 • Vendelaken 180 x 400 cm

Overtrekk til TurnAid-sengegrind



Art.nr. HMS nr. Beskrivelse

622430 237082 • Overtrekk til TurnAid-sengegrind

Borrelås til motorull



Art.nr. HMS nr. Beskrivelse

622462 312299 • Borrelås til motorull

Resirk-pakke

Resirk-pakken
inneholder:
3 stk. vendelaken
2 stk. glidelaken
2 stk. borrelås


Art.nr. HMS nr. Beskrivelse

622475 267405 Resirk-pakke til madrass 90 cm

622476 Resirk-pakke til madrass 100/105 cm

622477 Resirk-pakke til madrass 110/120 cm

Transportvogn



Art.nr. Beskrivelse

622480 Transportvogn