

Etac Cross 5 XL

Utprøvningsprotokoll



Skaper muligheter

OBS! Utprøvningsprotokollen må lagres lokalt før den fylles ut og sendes elektronisk

Kontaktperson

Bruker

Telefon

Dato


[Begrensninger finnes](#)

[Avmerkede valg er standard konfigurasjon](#)



Setebredde


Kort ramme (cm)



Setedybde 36-42 (-49*) cm
Måles fra ryggør
(*med 3A rygg)

47,5	13126111
50	13126113
52,5	13126115
55	13126117
57,5	13126119
60	13126121

Lang ramme (cm)



Setedybde 42-48 (-55*) cm
Måles fra ryggør
(*med 3A rygg)


47,5	13126112
50	13126114
52,5	13126116
55	13126118
57,5	13126120
60	13126122

Rammefarge

Svart

-01

Ryggstøtte Cross 3A



Lumbalvinkel


Ryggvinkel

3A rygg inkl seteforlenger og tverrstag
Lumbalvinkel justerbar -8 – +18° (std +7°)
Ryggvinkel justerbar -5° – +20° (std +2°)

Rygg høyde std 32-45 cm (std 40 cm)

Rygg høyde høy 38-51 cm (std 46 cm)

Overdrag



AirMesh



Standard

Komfort

Hygieneoverdrag Tidy

Cross 2 rygg for separat ryggssystem

Trinnløs justerbar rygg høyde 30-45 cm, standard 35 cm, inkl tverrstag

Justerbar ryggvinkel -5 – +15°, standard +2° = 92° mellom rygg og sete

Overdrag

Standard

Komfort

Kjørehåndtak/kjørebøyle




Kjørehåndtak, avtagbare, høyderegulerbare

27589-01

Kjørebøyle, avtagbar, høyderegulerbar

Sete



Setetrek, regulerbar setedybde 6 cm

Seteplate, avtagbar

Brems



Standard med rødt håndtak

**Høyre
27528-1**

**Venstre
27528-2**

Standard med sort håndtak

Høyre
27532-1

Venstre
27532-2

Bremsespakforlenger, nedfellbar

Høyre
27530-1

Venstre
27530-2

Enhåndsbremse


Høyre
27531-1

Venstre
27531-2

Ledsagerbrems



Benstøtte



Sort, avtagbar/svingbar standard vinkel

27574-01

Høyre

Venstre

Sort, avtagbar/svingbar standard vinkel. Med låsing


27575-01

Høyre

Venstre

	Mod 3 med oppfellbar leggplate med to høydeinnstillinger. Fra 40 cm setebredde (med to benstøtter)	26100	Høyre		Venstre
	Trekkglass For vinkelregulerbar benstøtte mod.3		Grå velour	Oppgi antall	st 62762-60
			Sort Dartex	Oppgi antall	st 62762-63
	Vinkelregulerbar mod 1 uten leggplate	25660-01	Høyre		Venstre
	Vinkelregulerbar mod 3 uten leggplate	27149	Høyre		Venstre
	Putekonsoll uten leggplate	24544-01	Høyre		Venstre
	Putekonsoll oppfellbar uten leggplate	27322-01	Høyre		Venstre
	Leggplate til putekonsoll		Høyre		Venstre
	Amputasjonsbenstøtte - velourtrekkglass Justerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis		Høyre		Venstre
	Amputasjonsbenstøtte- sort Dartex Justerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis		Høyre		Venstre
	Amputasjonsvekt Kan kombineres med amputasjonsbenstøtte	26876	Høyre		Venstre
	Gipsbenstøtte for rett knevinkel. Putene er justerbare i dybde		Høyre 27417-1		Venstre 27417-2

Fotplater



Dybde 13 cm.
Oppfellbare. Justerbare i dybde, vinkel og regulerbare i høyde.

Standard innfestningsrør 25 cm

Langt innfestningsrør (+10 cm) 35 cm

Hel fotplate

Oppfellbar, justerbar i vinkel 17 cm

Drivhjul 24" (standard)

Luft høytrykk 1"

Massivt

Drivring

Aluminium

Rustfri

Cellegummi

Plastbelagt

Drivhjul 20"

Luft 1 3/8" *(ikke i kombinasjon med ledsagerbrems)*

Massivt


Drivring

Aluminium

Rustfri

Cellegummi


Plastbelagt

Drivhjul 22"		Driving
	Luft høytrykk 1"	Aluminium
	Massivt	Rustfri
		Cellegummi
		Plastbelagt
Drivhjul 24" karbon	ⓘ (ikke i kombinasjon med ledsagerbrems)	Driving
	Luft høytrykk 1"	Plastbelagt
		Titan
		Aluminium
Drivhjul 26"		Driving
	Luft høytrykk 1"	Rustfri
Enarmsdrift drivenhet	ⓘ (ikke i kombinasjon med ledsagerbrems)	
	20"	
	22"	
	24"	
	Monteres for drift	Høyre
		Venstre
Svinghjul		
	4" (100x30 mm) massivt	27870
	5" (125x30 mm) massivt	27865
	6" (150x30 mm) massivt	27869
	6,5" (165x30 mm) massivt (standard)	27866
	7" (175x45 mm) halvmassivt	27867
	8" (200x35 mm) halvmassivt	27864
Forsterket framgaffel	Framgaffel velges automatisk ved valg av setehøyde i "skjema for setehøyde foran" (side 6) Det anbefales forsterkede gafler når Cross rullestol skal brukes i kombinasjon med hjelpemotor	
	Kort	24834
	Medium	24835
Framgaffelfeste		
	Standard	80606
	Lav breddet	27207
	Breddet, flytter ut svinghjulene 3 cm/side for bedre plass	25763
Cambervinkel		0°
		2°


Setehøyde bak (cm)

	2° camber				0° camber			
	20"	22"	24"	26"	20"	22"	24"	26"
G	34 cm	36.5 cm	39 cm	-----				
F	36 cm	38.5 cm	41 cm	43 cm				
E	38 cm	40.5 cm	43 cm	45 cm	38 cm	40.5 cm	43 cm	45 cm
D	40 cm	42.5 cm	45 cm	47 cm				
C	42 cm	44.5 cm	47 cm ✓	49 cm	42 cm	44.5 cm	47 cm	49 cm
B	44 cm	46.5 cm	49 cm	51 cm				
A	46 cm	48.5 cm	51 cm	53 cm	46 cm	48.5 cm	51 cm	53 cm

Tippepunkt



Tippepunkt 0° camber



Setehøyde foran (cm)

			Svinghjulsposisjon (cm)											
			Ekstra kort gaffel			Kort gaffel			Medium gaffel			Lang gaffel		
	Drivhjulsposisjon	Svinghjul	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Lavt svinghjulsfeste	G	4"*	-	34-38 cm	35,5-39,5 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavt svinghjulsfeste	A-F	5"***	-	-	-	36-40 cm	37,5-41,5 cm	39-43 cm	-	-	-	-	-	-
		6½"	-	-	-	-	-	41-45 cm	-	-	-	-	-	-
Std/breddet svinghjulsfeste	A-F	5"***	-	-	-	37,5-41,5 cm	39-43 cm	40,5-44,5 cm	43-46 cm	45-48 cm	46-49 cm	-	-	-
		6"	-	-	-	-	40-44 cm	41,5-45,5 cm	45-47 cm	46-49 cm	47-50 cm	-	-	-
		6½"	-	-	-	-	41-45 cm	42,5-46,5 cm	46-49 cm	47-49 cm	48-51 cm	50,5-52,5 cm	51,5-53,5 cm	52,5-55,5 cm
	A-C	8"***	-	-	-	-	-	-	-	48-51 cm	49-52 cm	-	52,5-54,5 cm	53,5-56,5 cm

*Maks brukervekt 100 kg.

For riktig innstilling av framgaffelfeste. Maks bovervinkling 6 cm høyere foran enn bak (9°), maks framovervinkling 2 cm lavere foran enn bak (3°).

** Fungerer i balansering 4-6 med 3° bakovervinkling og std benstøtter. Pass på at gaffel/svinghjul kan rotere fritt uten å komme bort i rullstol eller bruker. For svinghjul 8x2", bruk gaffel Transit (gir setehøyde 47-51 cm). *** Med Cross 5 XL maks brukervekt 135 kg.

Tykkelse gaffel

3 mm

4 mm ✓

Tilbehør

Armlen



Kort, høydejusterbar med unbraco, påmontert klesbeskytter, lengde 25 cm


Høyre
25172-1

Venstre
25172-2

Kort, høyderegulerbar med fingerskrue, påmontert klesbeskytter, lengde 25 cm

Høyre
26379-1

Venstre
26379-2



Lang, høydejusterbar med unbraco, påmontert klesbeskytter, lengde 38 cm

**Høyre
25173-1**


**Venstre
25173-2**

Høyderegulerbar med fingerskrue, påmontert klesbeskytter, lengde 38 cm

Høyre
26380-1

Venstre
26380-2

Armlenepolster



Grå velour, avtagbar, 25 eller 38 cm lang

Skum	25 cm	Oppgi antall	st	62282-60
Skum	38 cm	Oppgi antall	st	62283-60
Gel	25 cm	Oppgi antall	st	26240-60
Gel	38 cm	Oppgi antall	st	26241-60

Hemiarmene, polstret




Polstret avtagbart trekk i grå velour. Passer kun til lange armlen 25173-1/-2 og 26380-1/-2

Høyre
25770-60-1

Venstre
25770-60-2

Armlenspute bred og myk




i *Passer armlen med påmontert klesbeskytter*

8x40 cm, monteres på armlen

Oppgi antall st 26873

Lårstøtte

i Begrensninger: Med 24" hjul, ikke i drivhjulspos B-G 1-2. Med 22" hjul, ikke i drivhjulspos. C-F 1-2 og G1. Med 20" hjul, ikke i drivhjulspos. E-F 1-2 og G1



For kort ramme


Høyre
27391-1

Venstre
27391-2

For lang ramme

Høyre
27392-1

Venstre
27392-2



Polster til lårstøtte, festes med borrelås

Høyre
82488-1

Venstre
82488-2

Skvett skjerm



I karbonfiber, justerbar i høyde og dybde for å passe til drivhjulsposisjon

Høyre
27397-1

Venstre
27397-2

Breddeøkningssats

Flytter ut armlene, brems og drivhjul 5 mm på hver side (passer ikke sammen med ledsagerbrems)


27533

Bord



Monteres med borrelås på lange armlener, transparent

Hemibord



Inkl. armlenspolster med påmontert borrelås

Kort armlen

Langt armlen




Antiskli til hemibord.

Oppgi antall

st

Hemibord nedfellbart



Nedfellbart, justerbart i dybde og bredde. Transparent. Inkl. feste.


Høyre
27352-1

Venstre
27352-2

Setepute



Anatomisk formet, trekk i grå velour, 56 cm lang, kappes til ønsket setedybde




Komfortkile. Gir større sittegrep (plasseres i lommen på setetrekket)

Sittepute Tidy



Hygienetrekk


Leggbånd



Avtagbart, regulerbart i lengde

Polstring for leggbånd

Forlengelsesdel til fotplate



Monteres på fotplater

SB 40-42.5

SB 45-47,5

Oppgi antall

st

50798

50799

50800

Hælbånd



Regulerbar i lengde

24458

Høyre

Venstre

Posisjoneringsbelte




Med plastspenne, regulerbart.
To alternative festepunkter på rammen

Oppgi antall

st

25668

Hodestøtte



Polstret, regulerbar i høyde, dybde og vinkel.


Grå hygienetrek

28223-65

Mørk grå velour

28223-60


Hodestøttebeslag



For kjørebøyle, komplett


25795

Hodestøttefeste



Tverrstag med integrert hodestøttefeste.

Avstiverbøyle rygg



Nedfellbar med klikklås (std. på Cross 5XL)

Tverrstag



Tverrstag montert i ryggør

Ryggkile



I mykt skum med grått trekk i velour

Kort 15 cm

Oppgi antall

st

63012-60

Lang 30 cm

Oppgi antall

st

63013-60

Komfortkile



Polyetenscum.

B x H x L

Small (Mod. 1)

9x2x13 cm

28030

Medium (Mod. 2)












11x2x18,5 cm

28139

Large (Mod. 3)

17,5x2,5x20 cm

28140

Sidepute								
	For sideveis stabilitet. Kombineres med Armstøtte og Sidestopp rett for ytterligere støtte.			Høyre				63171-60-1
				Venstre				63171-60-2
Sidestopp								
	Sidestopp rett eller vinklet. Kombineres med ryggkile, komfortkile eller sidepute. Sidestopp rett for økt sideveis støtte. Sidestopp vinklet for økt ryggbredde.	Sidestopp rett	Oppgi antall	St				28136
		Sidestopp vinklet, liten 15 mm	Oppgi antall	St				28137
		Sidestopp vinklet, stor 30 mm	Oppgi antall	St				28173
Sidestøtte, svingbar								
	NYHET Svingbar sidestøtte m/ulike breddealternativer. Finnes i tre ulike utgangsbredder. Oppgitte mål = antall mm smalere enn stolbredde på hver side.	Høyre				Venstre		
		0 mm	28181-1			0 mm		28181-2
		-15 mm	28180-1			-15 mm		28180-2
		-45 mm	28141-1			-45 mm		28141-2
Sidestøtte, regulerbar								
	Bredderegulerbar sidestøtte, avtagbar. Finnes i fire ulike utgangsbredder. Oppgitte mål = antall mm bredere/smälere enn stolbredde på hver side.							
					+15 mm			28143
					0 mm			28142
					-15 mm			28144
					-45 mm			28145
Sidestøtte								
	Dartex, fast, justerbar i høyde, dybde og bredde. H10 L15					Oppgi antall	st	27395
	PUR, fast, justerbar i høyde, dybde og bredde. H9 L19					Oppgi antall	st	27917
Sidestøtte								
	PUR utsvingbar og justerbar i høyde og dybde	Medium, buet	Høyre					27915-1
		H6.5 L17	Venstre					27915-2
		Stor, buet	Høyre					27916-1
		H9 L19	Venstre					27916-2
Tippesikring								
	Oppfellbar, multijusterbar							27526
Krykkeholder								
	Universal	27327	Høyre					Venstre
Eikebeskytter								
	Grått trykk Etac							
Tetra quick release adapter								
						Oppgi antall	st	24051-01
Verktøysett								
	Leveres ikke som standard							25174