


Utprøvningsprotokoll Vector

Kunde/HMS:
SF/Tilbudsnummer: Dato:
Bruker:
Kontaktperson:
Tlf nr:

Leveringsadr.:
Sted:
Postnr.:
E-post/faks:



Vector HMS nr.


Navn selger:

Ramme	Farge
Rammedesign	Rammefarge
6 cm abduisert ramme 	Kremhvitt med blankoverflate

Fargekoder:	
Grønn	Prisforhandlet standard konfigurasjon
Blå	Prisforhandlet tilbehør
Rød:	Ikke prisforhandlet, lengre leveringstid
Se art. nr. oversikt for ytterligere tilgjengelig prisforhandlet tilbehør.	


Målskjema vennligst velg setebredde med passende/mulig setedybde og rygg høyde						
Setebredde (N° 10.) + 2 cm breddeøkning	Mulige setedybder (N° 11.) + 4 cm dybdeøkning	Mulige rygg høyder (N° 12.) + 5 cm høydereregulering	Setehøyde/ Legglengde			
20	22 24 26	25 30	Setehøyde bak _____cm			
22	24 26 28	25 30	Setehøyde foran _____cm			
24	26 28 30	30 35	1. Brukers reell legglengde:			
26	28 30 32	30 35	_____cm			
28	30 32 34	30 35	2. Tykkelse på puten (CT)			
30	32 34 36	35 40	_____cm			
32	34 36 38	35 40				
34	36 38 40	35 40				
36	38 40 42	35 40				
38	40 42 44	40 45				
40	42 44 46	40 45				





Sete	Seteputer	Sideskjerm	Armstøtte
Nylon setetrek	Standard pute	Klesbeskytter	Armstøtte
Nylonsetetrek,justerbartmed oppbevaringsbag Setedybden kan økes med 4 cm. Farge: Sort	Syntetisk skum for fast og behagelig sitteposisjon, sort 3 cm (.03) 5 cm (.05) Avtagbart trekk med glidelås	Komponent av syntetisk og aluminium inkludert polstrede pads 	24 cm, høydereregulerbart inkludert isolerende pads 
Art. nr. SO1913	Art. nr. SO80..	Art. nr. SO5024	Art. nr. SO452210





Rygg		
Ryggvinkel		Ryggtrekk
<input type="checkbox"/> Standard ryggvinkel 90° graders ryggør som er justerbar i høyden, maks 5 cm, montert fast på rammen	<input type="checkbox"/> Vinkeljusterbar rygg, nedfellbar inkl. ryggavstiver	<input type="checkbox"/> Justerbart ryggtrekk <input type="checkbox"/> Sort
		
Art. nr. S06237	Art. nr. S06109	Art. nr. S0670320

Fargekoder:	
Grønn	Prisforhandlet standardkonfigurasjon
Blå	Prisforhandlet tilbehør
Rød:	Ikkeprisforhandlet, lengre leveringstid

Se art. nr. oversikt for ytterligere tilgjengelig prisforhandlet tilbehør.


Høyderegulerbare kjørehåndtak		Kjørebøyle	
Utforming	Korte håndtak		
Rett <input type="checkbox"/> 15 cm (...01) <input type="checkbox"/> 25 cm (...02)	<input type="checkbox"/> Uttrekkbare kjørehåndtak, lange (bilde A)	<input type="checkbox"/> Fra setedybde 26 til 30, justerbart med 20 cm, 205 justerbart i vinkel ved ledd	
Vinklet <input type="checkbox"/> 15 cm (...05) <input type="checkbox"/> 25 cm (...06)	Art. nr. S065..	Art. nr. S06534	
	<input type="checkbox"/> Uttrekkbare kjørehåndtak, korte (bilde B) Må ikke brukes i kombinasjon med trommelbrems	<input type="checkbox"/> Fra setedybde 32, justerbart med 20 cm, 307 justerbart i vinkel ved ledd	
	Art. nr. S0623702	Art. nr. S06532	

Leggstøtte med fotplate <small>(inkl. leggbånd, høyde- dybde- og vinkelregulerbart)</small>				Tillegg for fotplate
Modell 1	Modell 2	Modell 4	Modell 5	Låsemekanisme
<input type="checkbox"/> Standard, innvendig montering Mulig avstand mellom sete og fotplate MÅLT UTEN SETEPUTE: 2.5-28 cm	<input type="checkbox"/> Hengslet sideveis utvendig montering, Mulig avstand mellom sete og fotplate MÅLT UTEN SETEPUTE: 2.5-28 cm	<input type="checkbox"/> Innvendig montering, to-delt fotplate, sidehengslet Med rett ramme fra SB 30 cm Mulig avstand mellom sete og fotplate MÅLT UTEN SETEPUTE: 2.5-28 cm	Kun utvendig montering <input type="checkbox"/> Hengslet sideveis, utsvingbare Mulig avstand mellom sete og fotplate MÅLT UTEN SETEPUTE: 29-49 cm	<input type="checkbox"/> Låsemekanisme for hel fotplate
				
Art. nr. S0403901	Art. nr. S0403902	Art. nr. S0403905		
<input type="checkbox"/> Standard, utvendig montering Mulig avstand mellom sete og fotplate MÅLT UTEN SETEPUTE: 29-49 cm	<input type="checkbox"/> Hengslet sideveis, utvendig montering, Mulig avstand mellom sete og fotplate MÅLT UTEN SETEPUTE: 29-49 cm	<input type="checkbox"/> Innvendig montering, to-delt fotplate, sidehengslet Mulig avstand mellom sete og fotplate MÅLT UTEN SETEPUTE: 29-46 cm		
				Art. nr. S0404004
Art. nr. S0404001	Art. nr. S0404002	Art. nr. S0404005		

Bremser		Bremsespakforlenger		
Trommelbremser	Kneleddsbremser	Rett 6 cm	Vinklet 12 cm	Covers
<input type="checkbox"/> For standard, profil og lettvektshjul (N° 21..30/31/81), inkluderer ledsagerbremser	<input type="checkbox"/> Standard 	Rett, 6 cm <input type="checkbox"/> m/hylse	Vinklet, 12 cm <input type="checkbox"/> m/hylse	Hylse  rund knott  golfball knott 
	Art.nr. S03525	Art. nr. S03510	Art. nr. S03515	
	Integrert brems	Rett, 6 cm <input type="checkbox"/> med rund knott <input type="checkbox"/> med golfball knott	Vinklet, 12 cm <input type="checkbox"/> med rund knott <input type="checkbox"/> med golfball knott	
	<input type="checkbox"/> Integrert i aktiv klesbeskytter Kun i kombinasjon med aktiv klesbeskytter N° 5024			
Art. nr. S0220036	Art. nr. S03531	Art. nr. S03512	Art. nr. S03516	

Hjulstørrelse, cambring og drivhjulsposisjon			
Hjulstørrelse	Cambring	Cambring av drivhjul	Drivhjulsposisjon
Størrelse oppgitt i tommer <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" 20" hjul kan kun brukes ved setedybde 22-26cm	Cambring av drivhjul (trommelbremser) <input type="checkbox"/> 2° (ikke anbefalt) <input type="checkbox"/> 5° (standard) <input type="checkbox"/> 8°	Cambring av drivhjul (standard hjul) <input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 5° <input type="checkbox"/> 8° <input type="checkbox"/> 11°	<input type="checkbox"/> Posisjon 1, veldig passiv <input type="checkbox"/> Posisjon 2, std. montering (om ikke annet spesifiseres) <input type="checkbox"/> Posisjon 3, aktiv <input type="checkbox"/> Posisjon 4, veldig aktiv <i>Graden av aktivitet korresponderer med akselplatens posisjon (se venstre) Kombinasjonen av enkelte komponenter kan utløse restriksjoner. I slike tilfeller vil den neste mulige aktivitetsgraden bli valgt.</i>

Hjul			
Lettvektshjul med trommelbremser nav	Lettvektshjul med standard nav	Standard hjul	Profilerte hjul
<input type="checkbox"/> Med trommelbremser nav, inkl. drivring i sort aluminium Kun i kombinasjon med trommelbremser (Art. nr. 220036)	<input type="checkbox"/> Med standard nav Meget lettvekt, inkl. drivring i sort aluminium STANDARD NAV ER IKKE KOMPATIBELT MED TROMMELBREMSE (ART. NR. 220036)!	<input type="checkbox"/> All-round hjul Vekttilllegg på ca 900 g/hjul sammenlignet med lettvektshjul	<input type="checkbox"/> Mindre eiker reduserer faren for skader på fingrene. Vekttilllegg på ca 800g/hjul sammenlignet med lettvektshjul
Art. nr. S021..82	Art. nr. S021..77	Art. nr. S021..30	Art. nr. S021..31

Dekk		Eikebeskyttere
Kompakte	Lufffylte	Transparent
<input type="checkbox"/> Standard dekk 1" (grå) (..11) 	<input type="checkbox"/> Schwalbe Right Run, 1" (grå/sort) (..13) <input type="checkbox"/> Standard dekk 1 3/8" (grå) (..21)	<input type="checkbox"/> transparent (..00)
Art. nr. S023..	Art. nr. S020..	Art. nr. S025..

Drivringer / alternativer til drivringer	
Montering på lettvektshjul <input type="checkbox"/> smal <input type="checkbox"/> bred <input type="checkbox"/> standard <input type="checkbox"/> høy Materiale: Alu, anodisert. Høy montering er ikke mulig med lettvektshjul med trommelbrems	Montering på standard hjul <input type="checkbox"/> smal <input type="checkbox"/> bred <input type="checkbox"/> standard <input type="checkbox"/> høy Materiale: Alu, anodisert.
Art. nr. S030..75	Art. nr. S030..



















Valg av drivring			
Silikon Avtagbart silikon trekk, sort, (myk overflate) <input type="checkbox"/> Til standard hjul (20-24) <input type="checkbox"/> Til profilerte hjul (..02) <input type="checkbox"/> Til lettvektshjul (..05)	PVC <input type="checkbox"/> Drivring trukket med sort PVC (Tetra Grip) Kun til profilerte og lettvekts hjul	Ergo. drivring <input type="checkbox"/> Gummi innlegg, 13 mm bredt Kun til profilerte hjul 	Maxgrepp drivring <input type="checkbox"/> Tillater skyving med håndbaken/håndballen (myk overflate), Kun til standard og lettvektshjul
Art. nr. S032..	Art. nr. S033..	Art. nr. S036..	Art. nr. S034..

Svinghjul			
Standard PU Polyuretan: <input type="checkbox"/> 4" (2812) <input type="checkbox"/> 5" (2805) <input type="checkbox"/> 6" (2803)	Std. kompakt (gummi) Kompakt gummi <input type="checkbox"/> 4" (2804) <input type="checkbox"/> 5" (2809) <input type="checkbox"/> 5.5" (2802) <input type="checkbox"/> 6" (2811)	Design PU, LED Transparente i polyuretan med LED lys <input type="checkbox"/> 4" (2820) <input type="checkbox"/> 5" (2834)	Design kompakte Kompakt gummi, sort med aluminium felg <input type="checkbox"/> 4" (2835) <input type="checkbox"/> 5" (2836)

Svinghjulsgafler			
Standard aluminium <input type="checkbox"/> Standard, aluminium, anodisert, sort 	Tippesikring Svingbare, montering <input type="checkbox"/> høyre <input type="checkbox"/> venstre <input type="checkbox"/> par 	Terrenghjul <input type="checkbox"/> Utendørs terrenghjul, justerbar i bredde og lengde, forenkler kjøring i mykt terreng og ujevne overflater, enten for ledsageren eller den aktive kjører, inkl. monteringshjelp 	Skvettskjerm <input type="checkbox"/> Skvettskjerm for terrenghjul, plast
Art. nr. S02826	Art. nr. S07215	Art.nr. S0599520	Art. nr. S059951212

Posisjonering				
2-pkt. hoftebelte	4-pkt. hoftebelte	Beskyttelsesdeksel	Vestbeslag	Feste for vestbeslag
<input type="checkbox"/> med plastlås <input type="checkbox"/> med billås Størrelsen bestemmes av fabrikken ut i fra hvilken bredde det er på rullestolen som bestilles.  eksempel	<input type="checkbox"/> med plastlås <input type="checkbox"/> med billås Størrelsen bestemmes av fabrikken ut i fra hvilken bredde det er på rullestolen som bestilles.  eksempel	<input type="checkbox"/> Deksel til billås  Sikrer at brukeren ikke åpner beltet selv uten hjelp 	<input type="checkbox"/> Vestbeslag (Husk å bestille feste for vestbeslag) 	<input type="checkbox"/> Feste for vestbeslag, i tilfeller der det ikke er montert hodestøtte Kan kun monteres i kombinasjon med ryggavstiver
Art. nr. S0780502	Art. nr. S0780504	Art. nr. S078050210	Art. nr. S0780115	Art. nr. S0780110

Hodestøtte med beslag	Sidestøtter
alle mod.inkl. ryggavstiver <input type="checkbox"/> Modell 1 , (...21) skjellformet, liten <input type="checkbox"/> Modell 2 , (...22) skjellformet, stor <input type="checkbox"/> Modell 3 , (...23) kurvet, liten <input type="checkbox"/> Modell 4 , (...24) kurvet, stor <input type="checkbox"/> Modell 5 , (...25) x-formet, liten <input type="checkbox"/> Modell 6 , (...26) x-formet, stor	Utsvingbare sidestøtter <input type="checkbox"/> Komplet sett, str. 1 (S0685901) <input type="checkbox"/> Komplet sett, str. 2 (S0685902) Pute, inkludert avtakbart trekk sort (kun for beslag str. 1 og 2) 1 stk. 2 stk. <input type="checkbox"/> 10x7 cm <input type="checkbox"/> 10x9 cm <input type="checkbox"/> 15x10 cm <input type="checkbox"/> 18x13 cm
Art. nr. S06861..	Art. nr. S068590.

Hodestøtter Målt i mm		
Modell 1   	Modell 3   	Modell 5   
Modell 2   	Modell 4   	Modell 6   
skjellformet	kurvet	x-formet

Transportbeslag	Informasjon
<input type="checkbox"/> Montering av transportbeslag i henhold til DIN 75078-2 og ISO 7176-19 er mulig. Montering blir i så fall utført ved fabrikken. Ta kontakt for mer informasjon.	Direkte montering av kroker/jekkestropper på rammen er mulig. Det er da behov for et lenger hoftebelte i kombinasjon med godkjente beslag fra spesialiserte leverandører. Ansvaret ved ettermontering av transportbeslag eller lignende løsninger på ferdigstilte stoler ligger i slike tilfeller på produsenten av tilleggsutstyret

Andre typer løsninger:

Annet tilbehør fylles inn i tabellen under.

Merk, ved å legge til tilbehør som ikke er prisforhandlet, vil leveringstiden endres.

Art. nr.	Antall	Produkt

Konfigurasjon og justeringer

Borede hull i seterammen endrer setehøyden i intervall på 2 cm.

Alle spesifikasjoner er målt UTEN setepute!

Monteringen av kort eller lang svinghjulgaffel avhenger av ønsket mål oppgitt over

Legglengde, den maksimale legglengden defineres av formelen «valgt setehøyde i front minus drivhjul diameter». Større legglengde er mulig avhengig av valgt setedybde, størrelsen og plasseringen av drivhjulet samt dybdejusteringen av fotplaten. Ved innvendig montering av leggstøtten er den 2,5 -30 cm og ved utvendig montering av leggstøtten er den 29,5 til 46 cm

Alle spesifikasjoner kan variere med $\pm 5\%$

Setehøyde bak (målt UTEN setepute)		
Bakhjul	Min.	Max.
20"x1"	34 cm	44 cm
20"x1 3/8"	33 cm	45 cm
22"x1"	34 cm	46 cm
22"x1 3/8"	35 cm	47 cm
24"x1"	36.5 cm	46.5 cm
24"x1 3/8"	37.5 cm	49.5 cm

Aluminiumsgaffel	Setehøyde foran	
	Min.	Max.
4" AF/m	37.5 cm	43.5 cm
4" AF/l	41.5 cm	47.5 cm
5" AF/m	39 cm	45 cm
5" AF/l	43 cm	49 cm
5.5" AF/m	41 cm	45.5 cm
5.5" AF/l	43.5 cm	49.5 cm
6" AF/m	41.5 cm	46 cm
6" AF/l	44 cm	50 cm
7" AF/m	44 cm	47,5 cm
7" AF/l	45,5 cm	51,5 cm