

# Etac Cross 5

## Utprøvningsprotokoll



Skaper muligheter

OBS! Utprøvningsprotokollen må lagres lokalt før den fylles ut og sendes elektronisk.

### Kontaktperson

### Bruker

### Telefon

### Dato

[Begrensninger finnes](#)

[Avmerkede valg er standard konfigurasjon](#)



### Setebredde

Kort ramme (cm)

35

13126001

37,5

13126003

40

13126005

42,5

13126007

45


13126009

47,5

13126011

50

13126013



Setedybde 36-42 (-49\*) cm  
Måles fra ryggør  
(\*3A rygg)

Lang ramme (cm)

35

13126002

37,5

13126004

40

13126006

42,5

13126008

45


13126010

47,5

13126012

50

13126014




Setedybde 42-48 (-55\*) cm  
Måles fra ryggør  
(\* med 3A rygg)

### Rammefarge

Mørk blå

-93

### Ryggstøtte Cross 3A



Lumbalvinkel

Ryggvinkel

3A rygg inkl. seteforlenger  
Lumbalvinkel justerbar -8 – +18° (std +7°)  
Ryggvinkel justerbar -5° – +20° (std +2°)

**Rygg høyde std 32-45 cm (std 40 cm)**

Rygg høyde høy 38-51 cm (std 46 cm)

### Överdrag



**Standard**

Komfort

Hygieneöverdrag Tidy

## Cross 2 rygg for separat ryggssystem

Trinnløs justerbar rygghøyde 30-45 cm, standard 35 cm

Justerbar ryggvinkel -5 – +15°, standard +2° = 92° mellom rygg og sete

### Kjørehåndtak/Kjørebøyle




**Kjørehåndtak, avtagbare, høyderegulerbare**

**27588-01**

Kjørebøyle, avtagbar, høyderegulerbar


### Sete



**Setetrek, regulerbar setedybde 6 cm**

Seteplate, avtagbar

### Brems



**Standard med sort håndtak**

**Høyre  
27532-1**

**Venstre  
27532-2**

Standard med rødt håndtak

Høyre  
27528-1

Venstre  
27528-2

Bremsepakforlenger, nedfellbar

Høyre  
27530-1

Venstre  
27530-2

Enhåndsbrems

Høyre  
27531-1

Venstre  
27531-2


### Ledsagerbrems



Komplett inkl. drivhjul

28238

### Benstøtte



**Sort, avtagbar/svingbar standard vinkel**

**25574-01**

**Høyre**

**Venstre**

Sort, avtagbar/svingbar standard vinkel.  
Med låsing

25575-01

Høyre

Venstre

Sort, avtagbar/svingbar, med spiss vinkel.

25570-01

Høyre

Venstre

Sort, avtagbar/svingbar, med spiss vinkel.  
Med låsing

25573-01

Høyre

Venstre

Sort, avtagbar/svingbar, kort med spiss vinkel.

25571-01

Høyre












Venstre

Sort, avtagbar/svingbar, kort med spiss vinkel.  
Med låsing


25572-01

Høyre

Venstre

	Mod 3 med oppfellbar leggplate med to høydeinnstillinger. Fra 40 cm setebredde (med to benstøtter)	26100	Høyre		Venstre
	Trekkglass For vinkelregulerbar benstøtte mod.3		Grå velour	Oppgi antall	stk 62762-60
			Sort Dartex	Oppgi antall	stk 62762-63
	Vinkelregulerbar mod 1 uten leggplate	25660-01	Høyre		Venstre
	Vinkelregulerbar mod 3 uten leggplate	27149	Høyre		Venstre
	Putekonsoll uten leggplate	24544-01	Høyre		Venstre
	Putekonsoll oppfellbar uten leggplate	27322-01	Høyre		Venstre
	Leggplate til putekonsoll		Høyre		Venstre
	Amputasjonsbenstøtte - velourtrekk Justerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis		Høyre		Venstre
	Amputasjonsbenstøtte- sort Dartex Justerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis		Høyre		Venstre
	Amputasjonsvekt Kan kombineras med amputasjonsbenstøtte	26876	Høyre		Venstre
	Gipsbenstøtte for rett knevinkel. Putene er justerbare i dybde	27417-1	Høyre	27417-2	Venstre

## Fotplater



**Dybde 13 cm.**  
**Oppfellbare. Justerbare i dybde, vinkel og regulerbare i høyde.**

### Standard innfestningsrør

**25 cm**

Langt innfestningsrør (+10 cm)

35 cm

Kort innfestningsrør (-8 cm)

kun til korte benstøtter med spiss vinkel

17 cm




Hel fotplate

Oppfellbar, justerbar i vinkel



Hel fotplate for kort setedybde. Til setebredde 35/37,5 cm.


Avtagbar, justerbar i høyde, dybde og vinkel.

<b>Drivhjul 24" (standard)</b>		Drivring
Luft, høytrykk 1"		<b>Aluminium</b>
<b>Massivt</b>		Rustfri
		Cellegummi
		Plastbelagt
<b>Drivhjul 20"</b>		Drivring
Luft 1 3/8" ⓘ (ikke i kombinasjon med ledsagerbrems)		Aluminium
Massivt		Rustfri
		Cellegummi
		Plastbelagt
<b>Drivhjul 22"</b>		Drivring
Luft, høytrykk 1"		Aluminium
Massivt		Rustfri
		Cellegummi
		Plastbelagt
<b>Drivhjul 24" karbon</b>	ⓘ (ikke i kombinasjon med ledsagerbrems)	Drivring
Luft, høytrykk 1"		Plastbelagt
		Titan
		Aluminium
<b>Drivhjul 26"</b>		Drivring
Luft, høytrykk 1"		Rustfri
<b>Enhåndsdrift, drivenhet</b>	ⓘ (ikke i kombinasjon med ledsagerbrems)	
20"		
22"		
24"		
	Monteres for drift	
		Høyre side
		Venstre side
<b>Svinghjul</b>		
4" (100x30 mm) massivt		27870
5" (125x30 mm) massivt		27865
6" (150x30 mm) massivt		27869
<b>6,5" (165x30 mm) massivt (standard)</b>		<b>27866</b>
7" (175x45 mm) halvmassivt		27867
8" (200x35 mm) halvmassivt		27864
<b>Framgaffelfeste</b>		
<b>Standard</b>		<b>80606</b>
Lav, breddet		27207
Breddet, flytter ut svinghjulene 3 cm/side for bedre plass til føttene		25763
<b>Cambervinkel</b>		
		0°
		2°


Setehøyde bak (cm)

	2° camber				0° camber			
	20"	22"	24"	26"	20"	22"	24"	26"
G	34 cm	36.5 cm	39 cm	-----				
F	36 cm	38.5 cm	41 cm	43 cm				
E	38 cm	40.5 cm	43 cm	45 cm	38 cm	40.5 cm	43 cm	45 cm
D	40 cm	42.5 cm	<b>45 cm</b>	47 cm				
C	42 cm	44.5 cm	47 cm	49 cm	42 cm	44.5 cm	47 cm	49 cm
B	44 cm	46.5 cm	49 cm	51 cm				
A	46 cm	48.5 cm	51 cm	53 cm	46 cm	48.5 cm	51 cm	53 cm

Tippepunkt



Tippepunkt 0° camber



## Setehøyde foran (cm)

			Svinghjulsposisjon (cm)											
			Ekstra kort gaffel			Kort gaffel			Medium gaffel			Lang gaffel		
	Drivhjulsposisjon	Svinghjul	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Lavt svinghjulsfeste	G	4"*	-	34-38 cm	35,5-39,5 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavt svinghjulsfeste	A-F	5"***	-	-	-	36-40 cm	37,5-41,5 cm	39-43 cm	-	-	-	-	-	-
		6½"	-	-	-	-	-	41-45 cm	-	-	-	-	-	-
Std/breddet svinghjulsfeste	A-F	5"***	-	-	-	37,5-41,5 cm	39-43 cm	40,5-44,5 cm	43-46 cm	45-48 cm	46-49 cm	-	-	-
		6"	-	-	-	-	40-44 cm	41,5-45,5 cm	45-47 cm	46-49 cm	47-50 cm	-	-	-
		6½"	-	-	-	-	41-45 cm	42,5-46,5 cm	46-48 cm	X 47-49 cm	48-51 cm	50,5-52,5 cm	51,5-53,5 cm	52,5-55,5 cm
	A-C	8"***	-	-	-	-	-	-	-	48-51 cm	49-52 cm	-	52,5-54,5 cm	53,5-56,5 cm

\*Maks brukervekt 100 kg.

For riktig innstilling av framgaffelfeste. Maks bakovervinkling 6 cm høyere foran enn bak (9°), maks framovervinkling 2 cm lavere foran enn bak (3°).

\*\* Fungerer i balansering 4-6 med 3° bakovervinkling og std benstøtter. Pass på at gaffel/svinghjul kan rotere fritt uten å komme bort i rullstol eller bruker. For svinghjul 8x2", bruk gaffel Transit (gir setehøyde av 47-51 cm). \*\*\* Med Cross 5 XL maks brukervekt 135 kg.

## Tilbehør

### Armlen



Kort, høydejusterbar med unbraco, påmontert klesbeskytter, lengde 25 cm

25172-1

Høyre

25172-2

Venstre


Kort, høyderegulerbar med fingerskrue, påmontert klesbeskytter, lengde 25 cm

26379-1

Høyre

26379-2

Venstre



**Lang, høydejusterbar med unbraco, påmontert klesbeskytter, lengde 38 cm**

**25173-1**

**Høyre**

**25173-2**

**Venstre**

Høyderegulerbar med fingerskrue, påmontert klesbeskytter, lengde 38 cm


26380-1

Høyre

26380-2

Venstre

### Armlenepolster



Grå velour, avtagbar, 25 eller 38 cm lang

Skum 25 cm

Oppgi antall

st

62282-60

Skum 38 cm

Oppgi antall

st

62283-60

Gel 25 cm

Oppgi antall

st

26240-60


Gel 38 cm

Oppgi antall

st

26241-60

### Hemiarmene, polstret



Polstret avtagbart trekk i grå velour. Passer kun til lange armlen 25173-1/-2 og 26380-1/-2


25770-60-1

Høyre

25770-60-2

Venstre

### Armlenspute bred og myk













8x40 cm, monteres på armlen

Oppgi antall


st

26873

**i** Passer armlen med påmontert klesbeskytter

<b>Lårstøtte</b> 					
<i>ⓘ Begrensninger: Med 24" hjul, ikke i drivhjulspos B-G 1-2. Med 22" hjul, ikke i drivhjulspos. C-F 1-2 och G1. Med 20" hjul, ikke i drivhjulspos. E-F 1-2 og G1</i>					
	For kort ramme	27391-1	Høyre	27391-2	Venstre
	For lang ramme	27392-1	Høyre	27392-2	Venstre
	Polster til lårstøtte, festes med borrelås	82488-1	Høyre	82488-2	Venstre
<b>Skvett skjerm</b> 					
	I karbonfiber, justerbar i høyde og dybde for å passe til drivhjulsposisjon	27397-1	Høyre	27397-2	Venstre
<b>Breddeøkningssats</b>					
	Flytter ut armlene, brems og drivhjul 5 mm på hver side (passer ikke sammen med ledsagerbrems)				27533
<b>Bord</b> 					
	Monteres med borrelås på lange armlener, transparent				
<b>Hemibord</b> 					
	Inkl. armlenspolster med påmontert borrelås		Armstøtte kort		
			Armstøtte lang		
	Antiskli til hemibord.		Oppgi antall	st	
<b>Hemibord nedfellbart</b> 					
	Nedfellbart, justerbart i dybde og bredde. Transparent. Inkl. feste.		Høyre		Venstre
<b>Setepute</b> 					
	Anatomisk formet, trekk i grå velour, 56 cm lang, kappes til ønsket setedybde				
	Komfortkile. Gir større sittegrep (plasseres i lommen på setetrekke)				
<b>Sittepute Tidy</b> 					
	Hygienetrek.				


## Leggbånd



Avtagbart, regulerbart i lengde

Polstring for leggbånd

## Forlengelsesdel til fotplate



Monteres på fotplater

SB 40-42,5

SB 45-47,5

Oppgi antall

st

50798

50799

50800

## Hælbånd



Regulerbar i lengde

24458

Høyre

Venstre

## Posisjoneringsbelte




Med plastspenne, regulerbart.  
To alternative festepunkter på rammen

Oppgi antall

st

25668

## Hodestøtte



Polstret, regulerbar i høyde, dybde og vinkel.


Grå hygienetrek

28223-65

Mørk grå velour

28223-60


## Hodestøttebeslag



For kjørebøyle, komplett

25795


## Hodestøttefeste



**NYHET**

Tverrstag med integrert hodestøttefeste.

## Avstiverbøyle rygg



Nedfellbar med klikklås (std. på Cross 5XL)

## Tverrstag

**NYHET**



Tverrstag montert i ryggør

## Ryggkile



I mykt skum med grått trekk i velour

Kort 15 cm

Oppgi antall

st

63012-60

Lang 30 cm

Oppgi antall

st

63013-60

## Komfortkile



Polyetenscum.

B x H x L

Small (Mod. 1)

9x2x13 cm

28030

Medium (Mod. 2)

11x2x18,5 cm












28139

Large (Mod. 3)

17,5x2,5x20 cm

28140



Sidepute					
	For sideveis stabilitet. Kombineres med Armstøtte og Sidestopp rett for ytterligere støtte.		Høyre		63171-60-1
			Venstre		63171-60-2
Sidestopp					
	Sidestopp rett eller vinklet. Kombineres med ryggkile, komfortkile eller sidepute. Sidestopp rett for økt sideveis støtte. Sidestopp vinklet for økt ryggbredde.	Sidestopp rett	Oppgi antall	St	28136
		Sidestopp vinklet, liten 15 mm	Oppgi antall	St	28137
		Sidestopp vinklet, stor 30 mm	Oppgi antall	St	28173
Sidestøtte, svingbar		Høyre	Venstre		
	<b>NYHET</b> Svingbar sidestøtte m/ulike breddealternativer. Finnes i tre ulike utgangsbredder. Oppgitte mål = antall mm smalere enn stolbredde på hver side.	0 mm	28181-1	0 mm	28181-2
		-15 mm	28180-1	-15 mm	28180-2
		-45 mm	28141-1	-45 mm	28141-2
Sidestøtte, regulerbar					
	<b>NYHET</b> Bredderegulerbar sidestøtte, avtagbar. Finnes i fire ulike utgangsbredder. Oppgitte mål = antall mm bredere/smälere enn stolbredde på hver side.		+15 mm		28143
			0 mm		28142
			-15 mm		28144
			-45 mm		28145
Sidestøtte					
	Dartex, fast, justerbar i høyde, dybde og bredde. H10 L15 PUR, fast, justerbar i høyde, dybde og bredde. H9 L19		Oppgi antall	st	27395
			Oppgi antall	st	27917
Sidestøtte					
	PUR utsvingbar og justerbar i høyde og dybde	Medium, buet H6.5 L17	Høyre		27915-1
			Venstre		27915-2
		Stor, buet H9 L19	Høyre		27916-1
			Venstre		27916-2
Tippesikring					
	<b>Oppfellbar, multijusterbar</b>				<b>27526</b>
Krykkeholder					
	Universal	27327	Høyre		Venstre
Eikebeskytter					
	Grått trykk Etac				
	Gult trykk Etac				
Tetra quick release adapter					
			Oppgi antall	st	24051-01
Verktøysett					
	Leveres ikke som standard				25174