

## Måleskjema varmhjelpemidler

ORDRENUMMER:

### KONTAKTINFORMASJON FRA BESTILLER

Bestillers ref:		DATO:		ANTALL SIDER:	
TELEFON:		ANNEN INFORMASJON AV BETYDNING: <i>(benytt eget ark ved behov):</i>			
E-POST:					
<input type="checkbox"/> SPESIALTILPASNING ER ØNSKET <i>(Benytt eventuelt eget skjema fra Cypromed for dette)</i>					

ARTIKKELNUMMER	ANTALL	TYPE HJELPEMIDDEL	STØRRELSE

Størrelser finner du på side 2 i skjemaet

### BATTERIPLASSERING

<b>På produktet</b> <i>Standard på håndbekledning</i>	<b>Underarm/legg</b> <i>Standard på fotbekledning</i>	<b>Overarm/Lår</b> <i>Spesialtilpasning</i>	<b>Beltefeste</b> <i>Spesialtilpasning</i>
--	--	--	---

Kryss merkes i rute til venstre. Om du ønsker standard løsning kan du og merke tomt.


### EKSTRA BATTERIER UTOVER STANDARD

<b>Batteri, Stort/Lang</b> <i>1S1751AB-32/100F Stort batteri med Kort Ledning (Hansker/Votter, Voksen)</i>	<b>Batteri, Stort/Kort</b> <i>1S1751AB-32/100F Stort batteri med Lang Ledning (Såler/Sokker, Voksen)</i>	<b>Batteri, Lite/Kort</b> <i>1IMP133450/100F Lite batteri med Kort Ledning (Hansker/Votter, Barn)</i>	<b>Batteri, Lite/Lang</b> <i>1IMP133450/200F Stort batteri med Kort Ledning (Såler/Sokker, Barn)</i>
<b>Batterilader 2-kanals</b> <i>CY-GT2K, for alle batterier 3.7V</i>		<b>Annet:</b>	


Merk antall i rutet til venstre

For størrelser, se side 2

## Måleskjema varmemhjelpemidler



1. Mål fotens lengde, denne angir størrelse i tabell under.



1. Mål håndens omkrets rundt hånd (MCP-mål)  
MCP-mål i diameter (Ø) angir størrelse i tabell under.  
2. (Mål håndens lengde fra ledd til lengste finger for henvendelser til oss om størrelser)

Størrelser Herre		
	Størrelse	Ø cm
Small	7	18
Medium	7 ½ - 8	20
Large	8 ½ - 9	23
X-large	9 ½ - 10	25
XX-large	10 ½ - 11	30

Størrelser Barn/Jr.			
Baby/barn		Junior	
Str	År	Str	År
1	1-2	3	4-5
2	2-3	4	6-7
3	3-4	5	8-9
4	4-5	6	10-11
5	5-6	7	12-13
6	6-7		

Størrelser Dame		
	Størrelse	Ø cm
X-small	6	15
Small	6 ½	17
Medium	7	18
Large	7 ½	19
X-large	8	20

Såler/Sokker	
Lengde	Størrelse (EU)
13.0-13.5	20-21
14-14.5	22-23
14.5-15.0	24-25
15.5-16.5	26-27
17.0-18.0	28-29
18.5-19.5	30-31
20.0-21.0	32-33
21.5-22.0	34-35
22.5-23.0	36-37
23.2-24.2	38-39
25.4-24.7	40-41
26.0-27.0	42-43
27.0-27.9	44-45
27.9-28.6	46-47

*Dersom mål er mellom to størrelser, kan det lønne seg å velge det større alternativet.*