

HJELPEMIDDELDATABASEN



RAMMEAVTALER

Finn hjelpemidler i det nasjonale sortimentet for hjelpemidler som NAV har med flere leverandører.



MÅLGRUPPER

Finn forslag til hjelpemidler for utvalgte målgrupper som barn, kognisjon, syn og hørsel.



PRODUKTGRUPPER

Finn hjelpemidler i produktgrupper som personforflytning, personlig stell og tilpasning av bolig.

[LEVERANDØRER](#)[APPS](#)

Finn mer informasjon bak rutene her på forsiden, eller bla vanlig i sidene

NYHETER

Hjelpemiddeldatabasen med ny forside

Vi får ny og forenklet forside for Hjelpemiddeldatabasen 2.februar 2015.

Rammeavtale for trykksårforebyggende madrasser

Endringene i rammeavtalen gjelder fra 1. juli 2014.

ABONNEMENT

Motta nyhetssakene direkte på e-post: [Registrer din e-post](#)



NAV Hjelpemidler og tilrettelegging // Fagsekretariatet
Postboks 5 St. Olavs plass, 0130 Oslo
www.nav.no/hjelpemidler

- > Om nettstedet
- > Ansvar og rettigheter
- > Kontaktinformasjon
- > Information in English



Logg inn



[LOGG INN](#) [BRUKERSTØTTE](#) [INNSTILLINGER](#) [MIN HUSKELISTE \(TOM\)](#)

HJELPEMIDDELDATABASEN

Du er her: [Forside](#) | [Logg inn](#)

Logg inn

Logg inn med brukerid og passord og få adgang til å registrere ny og/eller oppdatere produktinformasjon. Hvis du er leverandør og vil legge til eller slette brukere, så skal du logge på med din leverandørkode.

Hvis du ikke er opprettet som bruker eller leverandør, så klikk på [Tilmeld](#).

Du finner her en egen trinn-for-trinn veiledning som kan gi deg mer informasjon om hvordan du går frem som ny leverandør: [Brukerveiledning for opprettelse av brukere og innlogging](#)

Registrert bruker

Brukerid/e-post

Passord

Dette er kun innlogging for leverandører og administratorer i Hjelpemiddeldatabasen.



Brukerstøtte

[LOGG INN](#)[BRUKERSTØTTE](#)[INNSTILLINGER](#)[MIN HUSKELISTE \(TOM\)](#)

HJELPEMIDDELDATABASEN

Du er her: [Forside](#) | [Brukerstøtte](#)

Brukerstøtte



Her finner du nærmere informasjon om nettstedet som kan være nyttige for deg som skal finne aktuelle hjelpemidler i Hjelpemiddeldatabasen. Velg en av lenkene under:

- [Om nettstedet](#)
- [Ansvar og rettigheter](#)
- [Brukerveiledning](#)
- [Kontaktinformasjon](#)

Nyttig informasjon om nettstedet, blant annet denne brukerveiledningen.



Innstillinger



[LOGG INN](#) [BRUKERSTØTTE](#) [INNSTILLINGER](#) [MIN HUSKELISTE \(TOM\)](#)

HJELPEMIDDELDATABASEN

Du er her: [Forside](#) | [Innstillinger](#)

Innstillinger

Søk på hjelpemidler

Velg/velg bort hvilke opplysninger som skal presenteres og angi evt. antall pr. side.

Generelt

☐ Vis utgåtte produkter

Antall pr. side

Produktserie

☒ Produktserie beskrivelse

☒ Bilde

☒ Leverandør

☒ Type- og klassifiseringskode

☒ Brosjyre

☒ Bruksanvisning

Produkt

☒ Produktbeskrivelse

☒ Lev-artnr.

☒ HMS-artnr.

☒ Tekniske data

Lagre og avslutt

I innstillingene kan du selv velge hva du ønsker skal vises ved søking i Hjelpemiddeldatabasen.

Her kan du også øke antall produkter pr side i produktoversiktene, slik at du får bedre sammenlikningsmuligheter.

«Vis utgåtte produkter» betyr at du kan se på informasjon om registrerte produkter som ikke lenger leveres av en leverandør.



Huskeliste

[LOGG INN](#)[BRUKERSTØTTE](#)[INNSTILLINGER](#)[MIN HUSKELISTE \(1\)](#)

HJELPEMIDDELDATABASEN

Du er her: Forside | Alle produktgrupper | personforflytning | Manuelle rullestoler | Manuelle armdrevne rullestoler | Manuelle rullestoler allround

[ALLE PRODUKTSERIER](#)[PRODUKTSERIER MED RAMMEAVTALE](#)

Manuelle rullestoler allround

Rullestoler som kombinerer god sittestilling og gode kjøreegenskaper.

21 produktserie(r).

[Merk alle](#) | [Vis markerte](#) | [Sammenlikne markerte](#) | [Legg til i huskeliste](#) | [Søk på detaljer](#)

1 [2](#) [3](#) [Neste side >>](#)



*Hak av foran hjelpemidlene du ønsker å spare i huskelisten, og klikk **Legg til i huskeliste.***

I huskelisten ligger det flere funksjoner, blant annet er det mulig å sende listen pr e-post.

Du er her: Forside | Min huskeliste

Min huskeliste

Her finner du informasjon om produkter du har lagt til i huskelisten ved søk i Hjelpemiddeldatabasen. Informasjonen du har lagret blir tatt vare på til neste gang du skal inn i databasen, men bare på maskinen du brukte da du opprettet huskelisten.

[Send huskelisten](#) | [Fjern markerte fra huskelisten](#) | [Tøm hele huskelisten](#) | [Oppsummer tekniske data](#)

☐ **Action3 NG**

Rullestolen leveres med kompakte dekk, vinkelstilbar rygg, tippesikring, armlener og høyderegerbare kjørehåndtak som standard. Setehøyde med skifte av deler (uten pute): 36-51 cm.

Leverandør

[Invacare AS](#)
0603 OSLO

QR-kode

[Produktserie - QR-kode](#)

Klassifisering

12 22 03 - 09
Manuelle rullestoler allround

Filer

[Brosjyre](#)
[Bruksanvisning](#)





Enkelt søk



Søkeresultat - rullestol

Ditt søk på **rullestol** ga følgende resultat:

Produktgrupper

[Flyttbare toalettstoler](#) (104 produktserier)
[Seteputer og sitteunderlag](#) (100 produktserier)
[Motordrevne rullestoler](#) (97 produktserier)
[Manuelle rullestoler](#) (91 produktserier)
[Bade- og dusjstoler \(med og uten hjull\), badekarbrett, bade- og dusjkrakker, badekarseter og ryggstøtter](#) (produktserier)

»[Flere produktgrupper...](#)

Produktserier

[621 Bas](#)
[9630 Syxo](#)
[ABC Sitrite](#)
[ABC Sitrite EL](#)
[ABC Sitrite ELR](#)

»[Flere produktserier...](#)

Leverandører

[A. C. Landgraff AS](#)
[Access Vital AS](#)
[ADL Produkter AS](#)
[Alu Rehab AS](#)
[Amajo AS](#)
[ArjoHuntleigh Norway AS](#)
[Back App AS](#)
[Bano AS](#)

Ved bruk av **Søk på hjelpemidler** vil du få forslag til produktgrupper, aktuelle produkter og leverandører som matcher søkeordet, her med søke-eksempel «rullestol».

Hvis du søker på HMS-artnr eller produktnavn vil det gi et mer konkret søkeresultat.



Nyhetssaker

Nyheter

Nyheter skrevet av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Søk på tittel, innhold i resyme, eller innhold i fulltekst. Du kan også sortere innholdet i tabellen ved å klikke på en av kolonneoverskriftene.

Søk i Nyheter



Tittel og resymé

Hjelpemiddeldatabasen med ny forside

Vi får ny og forenklet forside for Hjelpemiddeldatabasen 2.februar 2015.

Rammeavtale for trykksårforebyggende madrasser

Endringene i rammeavtalen gjelder fra 1. juli 2014.

Rammeavtale for formstøpte sitteenheter

Rammeavtalen gjelder fra 1. juni 2014.

Rammeavtale for manuell rullestol - allround med tilt

Rammeavtalen gjelder fra 12. mai 2014 og presenteres som post 8 i gjeldende rammeavtale.

Rammeavtale for personløftere, seler og seil

Rammeavtalen gjelder fra 10. april 2014 og den publiseres her i Hjelpemiddeldatabasen.

Rammeavtale for hygienehjelpemidler

Rammeavtalen gjelder fra 1. april 2014 og den publiseres her i Hjelpemiddeldatabasen.

Bruerveiledning i Hjelpemiddeldatabasen

Det er nå publisert en brukerveiledning hvor du kan se nærmere på ulike funksjoner og muligheter i Hjelpemiddeldatabasen.

01-07-
2014

01-06-
2014

12-05-
2014

10-04-
2014

01-04-
2014

14-01-
2014

Nyhetssakene gir deg for eksempel informasjon om NAVs rammeavtaler ved publisering av disse, eller viktige endringer i Hjelpemiddeldatabasen.



Abonnement nyheter

HJELPEMIDDELDATABASEN

Du er her: Forside | Tilmeld | Påmelding abonnement

Påmelding abonnement

Her kan du registrere deg for å motta e-post med nyhetssaker. Du vil også kunne bli spurt om å delta på en årlig brukerundersøkelse, men ditt svar kan hjelpe oss å gi deg og andre informasjonssøkere et bedre tilbud.

Skriv inn tallene og/eller bokstavene som du ser og trykk på Tilmeld.
For NAV-ansatte: Det er ikke mulig å registrere seg via internet.

Privacy & Terms

Registrer deg med navn og e-postadresse for å motta nyhetssaker direkte på e-post. Du vil motta en bekreftelse på e-post ved påmeldingen. Ved mottak nyheter, vil du også få mulighet til å avregistrere deg tjenesten.

HJELPEMIDDELDATABASEN

Du er her: Forside | Tilmeld | Påmelding abonnement

Påmelding abonnement

Her kan du registrere deg for å motta e-post med nyhetssakene som publiseres i Hjelpemiddeldatabasen. Ved å registrere deg vil du også kunne bli spurt om å delta på en årlig brukerundersøkelse. Det vil være frivillig å svare på undersøkelsen, men ditt svar kan hjelpe oss å gi deg og andre informasjonssøkere et bedre tilbud.

Navn	
E-post	
Gjenta e-post	

Tilmeld



Leverandører

[LOGG INN](#)[BRUKERSTØTTE](#)[INNSTILLINGER](#)[MIN HUSKELISTE \(TOM\)](#)

HJELPEMIDDELDATABASEN

Du er her: [Forside](#) | [Leverandører - første bokstav A](#)

Leverandører - første bokstav A

Det finnes **18 leverandører** med **A** som første bokstav. Bruk den alfabetiske indeksen for å bla videre.

[A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [Ø](#)

[A. C. Landgraff AS](#)

1344 Haslum

[Abilia AS](#)

4952 RISØR

[Ablecon AS](#)

3184 BORRE

[Acapela Group Sweden AB](#)

117 26

[Access Vital AS](#)

2301 HAMAR



≡ [LEVERANDØRER](#)

Her finner du en alfabetisk sortert oversikt over alle leverandører som er registrert i Hjelpemiddeldatabasen.



App søk

App søk

Denne søkefunksjonen er foreløpig begrenset til App Store (Apple) og virker ikke for Google Play (Android).

Skriv inn ditt eget søkeord (emneord eller navn på app), eller velg ett av de foreslåtte søkeordene i nedtrekkslisten.

Obligatoriske søkekriterier

Søkeord

Skriv inn søkeord, eller velg et av de foreslåtte søkeordene fra nedtrekkslisten

Valgfrie søkefiltre

Pris

Vurdering

Minimum gj.snitt av brukervurderinger (1-5 stjerner)

Antall vurderinger

Minimum antall brukervurderinger

Språk

- ☐ Norsk
☐ Engelsk
☐ Norsk eller engelsk

Brukergrensesnittets språk

Søk

Nullstill



APPS

Her kan du lete etter app'er som alternativ eller supplement til hjelpemidler.



Bunntekst med funksjoner



HJELPEMIDDELDATABASEN

Du er her: Forside | Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Vi som jobber med Hjelpemiddeldatabasen kan dessverre ikke hjelpe til med utredning eller formidling av hjelpemidler. Vennligst se om et av alternativene under kan hjelpe deg med å få kontakt med rett instans:

Behov for hjelp til kartlegging av eget hjelpemiddelbehov?

Ta kontakt med egen kommune for å få hjelp til å vurdere aktuelle løsninger eller hjelpemidler med utgangspunkt i dine vansker. [Du finner en oversikt over landets kommuner her.](#)

Behov for å ta direkte kontakt med hjelpemiddelsentralen?

I hvert fylke finnes det en hjelpemiddelsentral som har ansvar for behandling av søknader, utredning av hjelpemiddelbehov og utlevering av hjelpemidler. [Du finner kontaktinformasjon til hjelpemiddelsentralene her.](#)

Er du leverandør og ønsker registrere deg i Hjelpemiddeldatabasen, eller oppdatere egen informasjon?

Du registrerer deg, eller logger deg på eksisterende brukerprofil via "logg inn" øverst i høyre hjørne.

Tilbakemelding om feil, mangler eller forslag til endringer ved nettsidene på Hjelpemiddeldatabasen?

Du kan ta kontakt på [vår fellespostkasse](#) hvis du har konkrete tilbakemeldinger til oss som jobber med Hjelpemiddeldatabasen. Vi ønsker at all informasjon i databasen skal være oppdatert til enhver tid.

- > Om nettstedet
- > Ansvar og rettigheter
- > Kontaktinformasjon
- > Information in English

I tillegg til kontaktinformasjon kan du også finne en kort tekst på engelsk om formidling av hjelpemidler i Norge.



RAMMEAVTALER - hovedinngang

HJELPEMIDDELDATABASEN

Du er her: Forside | Rammeavtaler

Rammeavtaler

Rammeavtaler inneholder en oversikt over det nasjonale sortimentet NAV har på hjelpemiddelområdet. Ved søknad om et hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral skal du alltid først vurdere om et av hjelpemidlene som du finner i en rammeavtalene kan brukes for å dekke ditt behov for tilrettelegging.

Søk i Rammeavtaler



Tittel og resymé	Startdato for rammeavtalen	Sluttdato for rammeavtalen
Arbeidstoler/-bord, trillebord og spesielle sittemøbler	01-04-2012	31-03-2015
Elektrisk hev og senk av innredning på kjøkken og bad	01-08-2013	31-07-2015
Elektriske rullestoler, batterier og batteriladere	15-03-2011	14-03-2015
Formstøpte sitteenheter	01-06-2014	31-05-2016
Ganghjelpemidler	01-03-2012	28-02-2015
Gå- og ståtreningshjelpemidler og ståstativ	01-01-2013	31-12-2015
Hygienehjelpemidler	01-04-2014	31-03-2016
Høreapparater	01-07-2012	30-06-2015

Du velger en rammeavtale direkte fra listen, eller søker etter produkter i søke-feltet.



Rammeavtale – inndelt i poster

HJELPEMIDDELDATABASEN

Du er her: Forside | Rammeavtaler | Madrasser med trykksårforebyggende egenskaper

Madrasser med trykksårforebyggende egenskaper

Avtaleperiode: 01-01-2013 - 31-12-2015

Dynamiske og statiske madrasser/overmadrasser.

Brukerne av madrassene er barn eller voksne med en funksjonsnedsettelse som har særskilt stort behov forebygging av trykksår i liggende stilling. De kan ha svært redusert eller ingen mulighet til å endre stilling ved egen hjelp. De kan i tillegg ha svært redusert, eller ingen sensibilitet. Statistiske overmadrasser (post 6) er også beregnet for bruk til personer i terminalfasen av et sykdomsforløp for å gi komfort og smertelindring.

Madrassene skal kunne brukes i regulerbare senger og sengebunner som har rammeavtale med NAV.

Produktene i rammeavtalen er fordelt på fem poster, hvor disse er rangert etter madrassmål. Du vil få en raskere oversikt over alle produktene ved å benytte hurtigoversikten. Oversikten inneholder produktnavn og rangering av produktene i de ulike postene. Den har også klikkbare lenker til nærmere beskrivelse av produktene.

Rammeavtalen har anbudsnr 11/9035, med unntak av to madrassmål i post 2 som har anbudsnr 13/8615.

Du kan finne nyttig informasjon på www.nav.no om hvordan du kan [søke om hjelpemidler](#).

Innhold

- [Poster](#)
- [Hurtigoversikt](#)
- [Tilbehør](#)
- [Reservedeler](#)
- [Tjenester](#)
- [Endringskatalog](#)
- [Produktinformasjon](#)
- [Inndeling og sortering](#)
- [Betingelser](#)
- [Leverandøradresser](#)
- [Om hjelpemiddelformidling](#)
- [Alle produktserier i rammeavtalen](#)
- [Relaterte produktgrupper](#)

Hver post i
rammeavtalen har
en egen beskrivelse
i postoversikten

Klikkbare
innholdsfortegnelse
hvor du får
nærmere
beskrivelse av
innholdet



Hurtigoversikt for en rammeavtale

Hurtigoversikt - Madrasser med trykksårforebyggende egenskaper 01-01-2013 - 31-12-2014

Post 2: Dynamisk madrass for barn og voksne

Madrassmål i cm		Rangering 1	Rangering 2	Rangering 3	Rangering 4	Rangering 5
Bredde	Lengde	Produkt (HMS-artnr) Leverandør	Produkt (HMS-artnr) Leverandør	Produkt (HMS-artnr) Leverandør	Produkt (HMS-artnr) Leverandør	Produkt (HMS-artnr) Leverandør
60	140	Quattro Acute J (191696) Etac				
	190-199	Quattro Plus S (191701) Etac	Quattro Acute S (189174) Etac			
75-79	200-209	Quattro Plus LS (191702) Etac	Quattro Acute LS (191695) Etac			
	190-199	Meds Nodec E (079516) Bergen Medikal				
80-84	200-209	SoftAir Super (191091) Invacare AS	SoftAir Excellence (200867) Invacare AS	CuroCell 4 AD (200855) Handicare AS	Summit 600 (200873) Parir AS	
	210-219	CuroCell 4AD (191756) Handicare AS				
	190-199	Alpha Active 4 (190954) ArjoHuntleigh Norway AS	Quattro Plus (191700) Etac	Quattro Acute (191691) Etac	PreVento Ultra-387 (191966) Parir AS	
85-89	200-209	SoftAIR Super (191093) Invacare AS	Quattro Plus L (191699) Etac	Quattro Acute L (191693) Etac	SoftAIR Excellence (191089) Invacare AS	OptiCell 4 (191179) Luhma Care AS
	210-219	OptiCell 4 (191180) Luhma Care AS	CuroCell 4AD (191757) Handicare AS			
	220	OptiCell 4 (191181) Luhma Care AS				
	190-199	Meds Nodec S 18 celler (023565) Bergen Medikal				
90-94	200-209	CuroCell 4 AD (200856) Handicare AS	DynaCare 834 (200878) Sofies AS	Summit 600 (200874) Parir AS		
	210-219	OptiCell 4 (191183) Luhma Care AS	PreVento Lupus 19-387 (191958) Parir AS	PreVento Ultra-387 (191967) Parir AS	CuroCell 4AD (191758) Handicare AS	
	220	OptiCell 4 (191184) Luhma Care AS	PreVento Lupus 19-387 (191959) Parir AS	PreVento Ultra-387 (191968) Parir AS		
	200-209	Plexus Auto Sure Float (155699) Medema				
105-109	200-209	PreVento Ultra-387 (191960) Parir AS	CuroCell 4AD (191752) Handicare AS	PreVento Lupus 19-387 (191952) Parir AS	Plexus Auto Sure Float (155695) Medema	
	210-219	PreVento Lupus 19-387 (191953) Parir AS	PreVento Ultra-387 (191961) Parir AS	CuroCell 4AD (191753) Handicare AS		
	220	PreVento Lupus 19-387 (191954) Parir AS	PreVento Ultra-387 (191962) Parir AS			
	190-199	Quattro Sentinel (191697) Etac				
120-122	200-209	PreVento Ultra-387 (191963) Parir AS	PreVento Lupus 19-387 (191955) Parir AS	CuroCell 4AD (191754) Handicare AS	APMbari (191232) MedArt	
	210-219	PreVento Lupus 19-387 (191956) Parir AS	PreVento Ultra-387 (191964) Parir AS	CuroCell 4AD (191755) Handicare AS	APMbari (191234) MedArt	
	220	PreVento Lupus 19-387 (191957) Parir AS	PreVento Ultra-387 (191965) Parir AS	APMbari (191236) MedArt		

Eksempel på en hurtigoversikt med klikkbare lenker direkte til produktinformasjon



Poster sortert etter rangering

HJELPEMIDDELDATABASEN

Du er her: Forside | Rammeavtaler | Madrasser med trykksårforebyggende egenskaper | Post 2: Dynamiske madrasser

Post 2: Dynamiske madrasser

Post 2: Dynamiske madrasser. Trykket i madrassene veksler i regelmessige sykluser. Madrassene har en statisk modus (stellefunksjon) som tilbakestilles automatisk etter maksimalt en time. Madrassene beholder formen ved f.eks. strømbrudd. Madrassene kan vaskes eller desinfiseres.

16 produktserie(r).

[Merk alle](#) | [Vis markerte](#) | [Sammenlikne markerte](#) | [Legg til i huskeliste](#) | [Søk på detaljer](#)

1 2 [Neste side >>](#)



☐ [Alpha Active 4](#)

Rangering 1

Madrass med vekslende celler i 10 eller 20 minutters syklus. Mulighet for statisk funksjon for jevn trykkfordeling over hele kroppen. Autofirm funksjon som gjør madrassen hard, til bruk ved stell og forflytning.

[ArjoHuntleigh Norway AS](#) 0679 OSLO

Ytterligere informasjon fra leverandøren:

• [Bruksanvisning](#) • [Brosjyre](#)



☐ [CuroCell 4AD](#)

Rangering 1 - 4

Dynamisk madrass med vekseltrykk. Madrassen består av 4 statiske hodeceller og ventilerende celler for resten av kroppen. Digital pumpe med flere funksjoner. Madrassen består av utbyttbare celler som sitter i et cell-in-cell-system. Elastisk hygienetrekk som puster og transporterer fuktighet.

[Handicare AS](#) 1501 Moss

Ytterligere informasjon fra leverandøren:

• [Bruksanvisning](#) • [Brosjyre](#)

Legg merke til
NAV-logoen etter
produkt navn

=

*produkt med
rammeavtale*

*Du kan se nærmere på et
hjelpemiddel ved å klikke
på produktnavnet.*



Produktinformasjon

HJELPEMIDDELDATABASEN

Du er her: Forside | Forside | Rammeavtaler | Madrasser med trykksårforebyggende egenskaper | Post 2: Dynamiske madrasser | CuroCell 4AD

CuroCell 4AD

» [Legg til i huskeliste](#)

Søk på hjelpemidler

Dynamisk madrass med vekseltrykk. Madrassen består av 4 statiske hodeceller og ventilerende celler for resten av kroppen. Digital pumpe med flere funksjoner. Madrassen består av utbyttbare celler som sitter i et cell-in-cell-system. Elastisk hygienetrekk som puster og transporterer fuktighet.



Leverandør

[Handicare AS](#)
1501 Moss

QR-kode

[Produktserie - QR-kode](#)

Klassifisering

18 12 18 - 03
Madrasser dynamiske

Filer

[Brosjyre](#)
[Bruksanvisning](#)

RELATERT INFORMASJON

[RAMMEAVTALER](#)

[APPS](#)

[PRODUKTER I EASTIN](#)

[PRODUKTER I
HJELPEMIDDELBASEN
\(DANMARK\)](#)

Produktserien inneholder 9 produkter på Post 2: Dynamiske madrasser.

Produktserien inneholder også produkter, som ikke tilhører posten. [Vis alle produkter i produktserien.](#)

» [Oppsummer tekniske data](#)

Produkt 1 av 9

CuroCell 4AD

HMS-artnr.

191752

QR-kode

[HMS-artnr QR-kode](#)

Lev-artnr.

CC-400756

Sist oppdatert

2014-07-11

Rammeavtale

11/9035 - Madrasser med trykksårforebyggende egenskaper (01-01-2013 til 31-12-2013)

Post 2: [Dynamiske madrasser](#)

Rangering: 2

Tekniske data

Trykkavlastende	JA
Statisk	NEI
Dynamisk	JA
Vekseltrykk	JA

Relatert informasjon knyttet til produktet som vises, for eksempel aktuell rammeavtale, nyttige app'er, eller produkter i andre land.

I produktinformasjonen finner du brosjyre og bruksanvisning for hjelpemiddelet, og du kan komme videre til leverandørens egen hjemmeside.

*Du kan klikke på **Oppsummer tekniske data** hvis du ønsker en tabelloversikt for det aktuelle produktet*



Oppsummer tekniske data

HJELPEMIDDELDATABASEN

Du er her: Forside | Forside | Rammeavtaler | Madrasser med trykksårforebyggende egenskaper | Post 2: Dynamiske madrasser | CuroCell 4AD

CuroCell 4AD

» [Legg til i huskeliste](#)

Søk på hjelpemidler

Dynamisk madrass med vekseltrykk. Madrassen består av 4 statiske hodeceller og ventilerende celler for resten av kroppen. Digital pumpe med flere funksjoner. Madrassen består av utbyttbare celler som sitter i et cell-in-cell-system. Elastisk hygienetrek som puster og transporterer fuktighet.

Leverandør: [Handicare AS](#)
1501 Moss

QR-kode: [Produktserie - QR-kode](#)

Klassifisering: 18 12 18 - 03
Madrasser dynamiske

Filer: [Brosjyre](#)
[Bruksanvisning](#)

RELATERT INFORMASJON

- [RAMMEAVTALER](#)
- [APPS](#)
- [PRODUKTER I EASTIN](#)
- [PRODUKTER I HJELPEMIDDELDATABASEN \(DANMARK\)](#)

Produktserien inneholder 9 produkter på Post 2: *Dynamiske madrasser*. Produktserien inneholder også produkter, som ikke tilhører posten. [Vis alle produkter i produktserien.](#)

» [Alle produktopplysninger](#)

Oppsummering av tekniske data

Tekniske data for produkt 1 til 9 i produktserien. Klikk på et HMS-artnr for å se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.

Teknisk data/HMS-artnr	191752	191754	191756	191757	191753	191755
	Rang. 2	Rang. 3	Rang. 1	Rang. 2	Rang. 3	Rang. 3
Trykkavlastende	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Statisk	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI
Dynamisk	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Vekseltrykk	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Bredde (cm)	105	120	80	85	105	120
Lengde (cm)	200	200	210	210	210	210
Høyde (cm)	21	21	21	21	21	21
Brukervekt min (kg)	0	0	0	0	0	0
Brukervekt maks (kg)	200	200	200	200	200	200
Vekt madrass (kg)	11,5	12,4	10,2	10,5	11,7	12,6

*Tabelloversikt
med tekniske
spesifikasjoner*



MÅLGRUPPER - hovedinngang

Målgrupper



Barn

Her kan du finne hjelpemidler i små størrelser som er spesielt beregnet for barn, eller er utviklet med tanke på et barns behov for å kunne delta i dagligaktiviteter, lek og fritid.



Hørsel

Her kan du finne hjelpemidler til personer som har nedsatt hørsel eller er døve for å utnytte eventuell hørselsrest, eller tilrettelegge med visuelle virkemidler i mangel av hørsel.



Høy brukervekt

Her kan du finne hjelpemidler som skal tåle en brukervekt som er høyere enn 150 kg. Det er mulig å endre søkefunksjonen til en høyere brukervekt for et mer spesifikt søk hvis behov.



Kognisjon

Her kan du finne hjelpemidler til personer som har vansker med å huske, planlegge og organisere egen hverdag som følge av demens, hjerneslag, medfødte kognitive vansker m.m.



Syn

Her kan du finne hjelpemidler til personer som er svaksynte eller blinde, eller har andre synsnedsettelse som følge av andre alvorlige synsdefekter etter sykdom eller skade.

Hovedinngang
som inneholder
forslag til
hjelpemidler for
noen utvalgte
målgrupper



PRODUKTGRUPPER - hovedinngang

Alle produktgrupper



Velg en produktgruppe for å flere underkategorier, eller klikk på tallet til høyre for å se alle produktseriene i gruppen.

Kode	Produktgruppe	Antall serier
04	Hjelpemidler for personlig medisinsk behandling Hjelpemidler til administrering av medisiner, sirkulasjonsbehandling, måling av kroppens tilstand, sansestimulering og fysisk trening for styrke, balanse og bevegelighet.	550
05	Hjelpemidler for å trene ferdigheter Hjelpemidler som kan forbedre en persons fysiske, kognitive og sosiale ferdigheter.	9
09	Hjelpemidler for personlig stell og beskyttelse Hjelpemidler for av- og påklledning, beskyttelse av kroppen, personlig stell og bad, toalettbesøk og seksuelliv. For eksempel kjøreposser, regntøy, dusjkrakker, stellebord og spesielle toaletter.	500
12	Hjelpemidler for personforflytning Hjelpemidler som kan hjelpe en person til å forflytte seg rundt i omgivelsene som for eksempel rollatorer, manuelle og elektriske rullestoler, sykler, personløftere og orienteringshjelpemidler.	691
15	Hjelpemidler i husholdningen Hjelpemidler til bruk i daglige aktiviteter som for eksempel ved tilberedning av mat, spising og drikking, husarbeid og vedlikehold av klær.	82
18	Hjelpemidler for innredning og tilpasning av boliger og andre lokaler Hjelpemidler som møbler og tilbehør til bruk i hvile og/eller arbeid, samt hjelpemidler for tilrettelegging av bolig. For eksempel belysning, dør- og vindusåpnere, bord, stoler, sitteputer, senger, madrasser, støttehåndtak, løfteplattformer, trappeheiser og ramper.	647
22	Hjelpemidler for kommunikasjon og informasjon Hjelpemidler som kan legge tilrette for at en person kan motta, sende, produsere og/eller behandle informasjon i forskjellige former. For eksempel utstyr brukt til å se, høre, lese, skrive, ringe, signalisere, alarmere og til informasjonsteknologi.	910
24	Hjelpemidler for håndtering og transport av produkter og varer Hjelpemidler for håndtering av gjenstander, for eksempel emballasjeåpnere, gripetenger, brytere, fjernkontroller, tidsur og sklisikring. Hjelpemidler for transportering av gjenstander som trillebord, tilhengere og bæreseler.	146
27	Hjelpemidler for måling, vurdering og forbedring av nærmiljøet Hjelpemidler og utstyr til forbedring og/eller måling av omgivelsene, for eksempel luftrensere, målebånd og fargemålere.	11
30	Hjelpemidler for lek og fritidsaktiviteter Hjelpemidler beregnet til lek, hobbyer, sport og andre fritidsaktiviteter. For eksempel ake- og skiutstyr, spill, baller og utstyr til vannaktiviteter.	127

Hovedinngang som inneholder ALLE produkter registrert i Hjelpemiddeldatabasen ryddet i produktgrupper



Valgt kategori

HJELPEMIDDELDATABASEN

Du er her: Forside | Alle produktgrupper | innredning og tilpasning av boliger og andre lokaler | Senger | Madrasser og overmadrasser

Madrasser og overmadrasser

Madrasser og overmadrasser for komfort. Madrasser og overmadrasser med trykkavlastende effekt er inkludert. Ikke-kroppsbårne engangshjelpemidler for absorbering av urin og avføring, se 09 30 42. Ikke-kroppsbårne vaskbare hjelpemidler for absorbering av urin og avføring, se 09 30 45.

Klikk på en produktgruppe eller klikk på tallet til høyre for å se alle produktseriene i gruppen.

Kode	Produktgruppe	
18 12 18 - 01	Madrasser skumbaserte	
18 12 18 - 03	Madrasser dynamiske	
18 12 18 - 04	Madrasser statiske	
18 12 18 - 05	Madrasser fjærbaserte	
18 12 18 - 06	Madrasser vannbaserte	1
18 12 18 - 11	Overmadrasser skumbaserte	3
18 12 18 - 13	Overmadrasser dynamiske	18
18 12 18 - 14	Overmadrasser statiske	17

Du klikker deg inn på neste side via overskriftene på de enkelte sidene.



RELATERT INFORMASJON

[RAMMEAVTALER](#)

[APPS](#)

[PRODUKTER I EASTIN](#)

[PRODUKTER I
HJELPEMIDDELBASEN
\(DANMARK\)](#)



Oversikt over alle hjelpemidler i kategori

HJELPEMIDDELDATABASEN

Du er her: Forside | Alle produktgrupper | Innredning og tilpasning av boliger og andre lokaler | Senger | Madrasser og overmadrasser | Madrasser dynamiske med rammeavtale

[ALLE PRODUKTSERIER](#) [PRODUKTSERIER MED RAMMEAVTALE](#)

Madrasser dynamiske med rammeavtale

Følgende produktserier inneholder produkter som inngår i rammeavtalen

16 produktserie(r).

[Merk alle](#) | [Vis markerte](#) | [Sammenlikne markerte](#) | [Legg til i huskeliste](#) | [Søk på detaljer](#)

1 2 [Neste side >>](#)



☐ **Alpha Active 4**

Madrass med vekslende celler i 10 eller 20 minutters syklus. Mulighet for funksjon for jevn trykkfordeling over hele kroppen. Autofirm funksjon som gjør madrassen hard, til bruk ved stell og forflytning.

[ArjoHuntleigh Norway AS](#) 0679 OSLO

Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning • Brosjyre



☐ **APMbari**

Vekseltrykkmadrass som består av 18 luftceller hvor 3 er statiske ved hodeområdet. Cellene er tverrgående og er utstyrt med en madrassbase på 3,5 cm. Madrassen er utstyrt med et trekk som er vanntett med pustende egenskaper. Maks brukervekt 280 kg.

[MedArt AS](#) 0402 OSLO

Ytterligere informasjon fra leverandøren:
• Bruksanvisning

Du kan klikke på **Søk på detaljer** for å avgrense søket ditt.

Klikkbar lenke

Du kan markere de produktene du vil sammenligne i listen, og klikke på **Sammenlikne markerte**.

Klikkbar lenke



Sammenlikning av produkter

Eksempel på
sammenlikning
av produkter

HJELPEMIDDELDATABASEN

Du er her: Forside | Alle produktgrupper | Innredning og tilpasning av boliger og andre lokaler | Senger | Madrasser og overmadrasser | Madrasser dynamiske | Dine valgte madrasser dynamiske

Dine valgte madrasser dynamiske

Visning av dine valgte produktserier. Du kan bytte visningsformat for å se alle opplysninger eller de enkelte produktseriene med tekniske data oppsummert.

[Vis alle opplysninger](#) | [Oppsummer tekniske data](#) | Sammenlikne produktserier


Produktserie 1 - 2

Produktserie navn og leverandør

Alpha Active 4
ArjoHuntleigh Norway AS

APMbari
MedArt AS

Bilde



Produktserie beskrivelse

Madraass med vekslende celler i 10 eller 20 minutters syklus. Mulighet for statisk funksjon for jevn trykkfordeling over hele kroppen. Autofirm funksjon som gjør madrassen hard, til bruk ved stell og forflytning.

Vekseltrykkmadraass som består av 18 luftceller hvor 3 er statiske ved hodeområdet. Cellene er tverrgående og er utstyrt med en madrassbase på 3,5 cm. Madrassen er utstyrt med et trekk som er vannett med pustende egenskaper. Maks brukervekt 280 kg.

Trykkavlastende	JA	JA
Statisk	NEI	NEI
Dynamisk	JA	JA
Vekseltrykk	JA	JA
Bredde (cm)	85	120
Lengde (cm)	195	200 - 220
Høyde (cm)	20	24
Brukervekt min (kg)	40	10
Brukervekt maks (kg)	200	280

Du kan klikke på **Oppsummer tekniske data** for å sammenligne ulike produkter.



Søke på detaljer – sjekkliste

HJELPEMIDDELDATABASEN

Du er her: Forside | Alle produktgrupper | innredning og tilpasning av boliger og andre lokaler | Senger | Madrasser og overmadrasser | Madrasser dynamiske | Søk på detaljer

Søk på detaljer - Madrasser dynamiske

Det finnes i alt 81 produkter i produktgruppen 18 12 18 - 03 Madrasser dynamiske.

Avgrens søkeresultatet ved å angi kriterier i kolonnen "Verdi".

Tekniske data			
Egenskap	Verdi	Antall	Valgmuligheter
Trykkavlastende	☐ JA ☐ NEI ☒ Irrelevant	81	JA: 81 NEI: 0
Statisk	☐ JA ☐ NEI ☒ Irrelevant	72	JA: 6 NEI: 66
Dynamisk	☐ JA ☐ NEI ☒ Irrelevant	72	JA: 72 NEI: 0
Vekseltrykk	☐ JA ☐ NEI ☒ Irrelevant	73	JA: 73 NEI: 0
Bredde	>= cm	80	63 - 120 cm
Lengde	>= cm	80	135 - 220 cm
Høyde	>= cm	81	10 - 25 cm
Brukervekt min	>= kg	69	0 - 40 kg
Brukervekt maks	>= kg	81	80 - 400 kg
Vekt madrass	>= kg	49	5 - 21,2 kg
Inkotrekk	☐ JA ☐ NEI ☒ Irrelevant	22	JA: 22 NEI: 0
Fyllmateriale		70	luft
Antall seksjoner	>=	18	1 - 21
Antall lag	>=	18	2 - 3
Støynivå	>= desibel	20	3 - 32 desibel
Vasketemp madrass	>= °C	62	60 - 85 °C
Vasketemp trekk	>= °C	81	60 - 95 °C
Romtemp min	>= °C	29	5 - 10 °C
Beregnet på barn	☐ JA ☐ NEI ☒ Irrelevant	79	JA: 4 NEI: 75

Søk Nullstill

Søk på hjelpemidler

RELATERT INFORMASJON

[RAMMEAVTALER](#)

[APPS](#)

[PRODUKTER I EASTIN](#)

[PRODUKTER I HJELPEMIDDELBASEN \(DANMARK\)](#)

Søk på detaljer gir muligheter for mer presise søk, fyll ut de verdiene som du ønsker å se nærmere på.