

Dusj-/Toalettstoler

Ergotip 3 & 4

Dusj-/Toalettstol med manuell tilt



ErgoTip tiltes manuelt fra 8 grader forover til 35 grader bakover, og betjenes ved å utløse en vaier i forbindelse med håndtaket. Stolen brukes både som toalettstol, dusj-/hygienestol og til innendørs transport. Sete med eller uten åpen front kan leveres.

ErgoTip's tiltefunksjon er ideell for brukere som forflyttes med heis, da stolen kan tippes bakover

for å "ta i mot" brukere. Tiltefunksjonen letter også hårvask og personlig hygiene. Når stolen tippes bakover sitter brukere mer stabilt og vekten blir bedre fordelt på sete, rygg og nakkestøtte. Nakkestøtten kan høydejusteres og tilpasses i bredden. ErgoTip's sete har dråpeformet lysåpning.

Ergotip 3 & 4






1 Max tiltet bakover; 35 grader.



2 Nakkestøtte som passer alle Ergotip stoler. Tilbehør.



3 Hvit bøtte passer til stolene ErgoTip 4, Soli og Buzz 2.



Tekniske spesifikasjoner

Høyde sete - armlen	24 cm	Total lengde	97,5 cm
Hjuldimensjon	125 mm	Total høyde	106 cm*)
Rengjøring	Høytrykkspyling/autoklivering 85°	Maks brukervekt	140 kg
Tilt i grader	-8° - +35°	Produktvekt	17/18 kg
Total bredde	52 cm		

*) Ergotip kan også leveres med høyderegulering.

STEPS[™]
Sunrise Training and Education Programmes
KNOWLEDGE FOR THE FUTURE

**SUNRISE
MEDICAL**[®]

Sunrise Medical AS
Rehabsenteret, N-1450 Nesoddtangen
T +47 66 96 38 00
F +47 66 96 38 80
E post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no