

ROHO® DRY FLOATATION® overmadrass

ROHO Dry Floatation er en ener blant overmadrasser og madrasser som forebygger trykksår. Man svever på mer enn 720 celler produsert i supertynn elastisk Neopren. Cellene former seg etter kroppen og gir den enestående trykkfordeling og reduksjon i skyvkrefter som andre produkter ikke kan oppnå. Madrassen kommer i 4 eller flere segmenter, for bedre å kunne tilpasse trykket individuelt til forskjellige kroppssegmenter og til sengebunnens posisjon.

Bruksområder

Anbefales for liggende personer som:

- Har hatt trykksår eller postoperative sår
- Har risiko for å utvikle trykksår
- Har store og dype trykksår
- Har normal eller nedsatt sensibilitet
- Trenger individuell tilpasning av overmadrassen



Egenskaper

- Tilpasses til form og vekt
- Tilpasses til endringer av liggeposisjon
- Gir en komfortabel liggestilling for smerteutsatte personer
- Tilpasser seg ujevnheter i underlaget
- Segmentert for bruk i andre posisjoner enn 180°
- Hydrostatisk trykkfordeling
- CPR kompatibel
- Vaskbar, desinfiserbar og kan gjenbrukes
- Kan repareres

Oppbygging og materialer

MADRASS:	Materiale	Sort neopren
	Antall segmenter	Std = 4 (andre str = flere segmenter)
	Antall størrelser	7
	Celler/segment	180 (totalt 4 x 180 = 720)
TREKK:	Inkontinens overdrag	100% polyester belagt med Polyuretan
	Inkontinensstrekk	100% polyester belagt med Polyuretan
	Elastisitet	1-sidig elastisk
	Vask	Maskin 60° C

Se side 32 - 33 for oversikt over størrelser og art.nr.

Fakta DRY FLOATATION overmadrass

Høyde uten belastning	9 cm
Maks brukervekt	Ubegrenset
Transportmodus	Ubegrenset tid
Branntest	ISO 12952 -1,2,3&4

NAV POST		TRYKK	SKYV	VARME FUKT	PASIENT RISIKO	MADR. FOREB. EFFEKT	PASIENT SÅRGRAD	MADR.BEHANDL. EFFEKT
5	ROHO® Dry Floatation®	●●●●●	●●●●●	●●●●●	høy	●●●●●	stor/post op	●●●●●