

ROHO® SOFFLEX®2 overmadrass

Roho Sofflex er en luftfylt, individuell justerbar, reaktiv overmadrass for personer som har risiko for å utvikle trykksår. Overmadrassen skal brukes oppå en standard madrass. Madrassen leveres i 3 segmenter, slik at den bedre kan tilpasse trykket individuelt til forskjellige kroppssegmenter og sengebunnens posisjon.

Bruksområder

Anbefales for liggende personer som:

- Har hatt trykksår eller postoperative sår
- Har risiko for å utvikle trykksår
- Har store og dype trykksår
- Har normal eller nedsatt sensibilitet
- Trenger individuell tilpasning av overmadrassen

Egenskaper

- Tilpasses til form og vekt
- Tilpasses til endringer av liggeposisjon
- Gir en komfortabel liggestilling for de utsatt med smerter
- Tilpasser seg ujevnheter i underlaget
- Segmentert for riktig trykkfordeling av alle kroppssegmenter
- Segmentert for riktig trykkfordeling i alle liggestillinger
- Hydrostatisk trykkfordeling
- Vaskbar og kan gjenbrukes
- Kan repareres



Oppbygging og materialer

MADRASS:	Materiale	Polyvinyl, DEPH free
	Antall segmenter	3
	Antall størrelser	2
	Antall celler per segment	48 (3 x 48 = 144)

TREKK:	Inkontinens overdrag	100% polyester belagt med Polyuretan
	Inkontinens trekk	100% polyester belagt med Polyuretan
	Elastisitet	1-sidig elastisk
	Vask	Maskin 60° C

Se side 32-33 for oversikt over størrelser og art.nr.

Fakta ROHO SOFFLEX2 overmadrass

Høyde	9 cm
Maks brukervekt	150 kg
Transportmodus	Ubegrenset tid
Branntest	ISO 12952 -1,2,3&4

NAV POST		TRYKK	SKYV	VARME FUKT	PASIENT RISIKO	MADR. FOREB. EFFEKT	PASIENT SÅRGRAD	MADR.BEHANDL. EFFEKT
5	ROHO® Sofflex® 2	●●●●●	●●●●●	●●●●●	høy	●●●●●	middels	●●●●●