

Cobi XXL Pasientstol

Konstruksjon og funksjoner

Til pasientstolen er det brukt høyteknologiske lettvektsrør for å gi stolen mest mulig stabilitet og lav egenvekt.

Armlenene er designet slik at kroppen ikke blir klemt, og de går utenfor sitteflaten. Dette gjør det lett å få et godt grep for å komme inn og ut av stolen, når brukeren ønsker å sette seg eller reise seg.

Pasientstolen gir meget høy funksjonalitet for brukeren, sammenlignet med andre pasientstoler hvor det nærmest er umulig for bariatriske brukere å få et godt grep.

Ryggen kan justeres for å oppnå en behagelig sittestilling. Ryggen kan flyttes + / - 6 cm., og de buede rørene sikrer en god sittekomfort.

Setehøyden er justerbar fra 42 - 55 cm, så en riktig sitte høyde kan oppnås samtidig som det er lett å komme inn og ut av stolen.



Artikkel nr.	Benevnelse
51995	Cobi XXL Pasientstol Modell 1. 61 cm. sittebredde
51996	Cobi XXL Pasientstol Modell 2. 71 cm. sittebredde

Tekniske spesifikasjoner

Maks brukervekt	325 kg.
Setebredde modell 1	61 cm.
Setebredde modell 2	71 cm.
Setedybde	40 - 52 cm.
Sittehøyde	43 - 58 cm.
Sitteåpning	58 cm.
Høyde rygg	52 cm.
Høyde fra gulv til underkant sete	33 - 48 cm.
Total bredde	Sittebredde + 10 cm.
Total lengde	73 - 94 cm.
Total høyde	99 - 110 cm.
Total vekt modell 1	16,6 kg.
Total vekt modell 2	17,6 kg.

Skjermutklipp tatt: 29.06.2016 10.59