

Follo Stabilis Eva Walker



Gåbordet Eva Walker er et hjelpemiddel i rehabiliteringen av pasienter. Det gir pasienten mulighet for trygg forflytning og stimulerer til økt bevegelse og økt sirkulasjon ved bruk av muskler. Det elektriske gåbordet kan hjelpe pasienten å reise seg. Bunnrammen er smal og passer i private hjem. Gåbordet Eva Walker kommer i to versjoner; standard og bred.

Gåbordet har en åpen konstruksjon som gjør det funksjonelt for pasient å benytte det. Utformingen er anatomisk og gjør det mulig for pleiepersonell å komme nær pasienten.



Follo Eva Walker tilbys i flere varianter; som manuell, med gassfjærer og elektrisk. Høydejusteringen på gassutgaven utføres med en justeringshendel plassert på topprammen slik at den er enkel å nå for så vel brukere som for helsepersonell. Reguleringen av det elektriske gåbordet skjer via en håndkontroll. Det manuelle gåbordet justeres med hendel som er plassert i front av gåbordet. Den lave utgaven leveres med manuell og gass høydejustering.

Hjelpemiddelet oppfyller alle krav i den nordiske kravspesifikasjonen for gåbord. Eva Walker er testet av Hjælpemiddelinstittuttet i Danmark i tråd med EN-ISO 11199-3:2005 og CE-merket.

Gåbordet har få flater og er lett å rengjøre. Samtlige modeller har stillbare skålformede underarmsstøtter med funksjonell innstilling. Putene er enkle å ta av ved rengjøring. Hjulene er 100 mm store og triller godt. De to bakerste hjulene er låsbare. Hjul med retningsstyring kan leveres som tilleggsutstyr. Hjulene på den lave versjonen er 75mm.



Maksimal brukervekt er 150 kg. Høyde på manuelt gåbord er 86-125,5 cm, med gassfjær 86-127 cm, mens målene er 91-125,5 cm for den elektriske utgaven. Bredde på bunnrammen er 70 cm. Maksimal brukervekt for det lave gåbordet er 150 kg. Høydereguleringen er 67,5-97 cm for manuell og 72-103 cm for gassutgaven.

Gåbordet er tilvirket av stålrør og overflaten pulverlakkert i grått, dette for å gi en slitesterk overflate. Puter er av svart polyurethaneskum.

Som tilleggsutstyr finnes kurv, infusjonsholder, holder for oksygenflaske og justerbare håndtak.

Follo Futura er ISO-sertifisert og produktene som produseres har vært gjennom bedriftens kvalitetskontroll.

Gåbordet er i sin helhet produsert i Norge.

Tekniske data 109 / 110 modell

| | Manuell | | Gass | | Elektrisk |
|--------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | Lav | Høy | Lav | Høy | |
| Høyde min/maks | 67,5 cm/97 cm | 86 cm/125,5 cm | 72 cm/103 cm | 86 cm/127 cm | 91 cm/125,5 cm |
| Pute bredde min / maks | 62 cm / 81 cm | 62 cm / 81 cm | 62 cm / 81 cm | 62 cm / 81 cm | 62 cm / 81 cm |
| Lengde | 79,5 cm | 79,5 cm | 79,5 cm | 79,5 cm | 79,5 cm |
| Vekt | 14,3 kg | 16,2 kg | 14 kg | 14,7 cm | 20,6 kg |
| Maksimal brukervekt | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Min. snuradius bunnramme | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
| Bredde bunnramme 109 | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
| Bredde bunnramme 110 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Innv. Putemål min / maks | 28,5 cm/49 cm | 28,5 cm/49 cm | 28,5 cm/49 cm | 28,5 cm/49 cm | 28,5 cm/49 cm |

Tilleggsutstyr



Oksygentank holder



Infusjonsstativ



Håndbrems



Håndtak—leddet




Kurv



Håndtak med el kontroll

Innstillinger


Pute



Brems



Høyde, gass



Høyde, manuell

