

## ***Fraværssensor ribbe 1M P143G***

### ***Registrerer tilstedeværelse feks i seng***

Dette er en ribbesensor beregnet for å ligge under madrassen for å registrere tilstedeværelse i seng. Kobles til en mottaker som kan sende signal videre når bruker forlater sengen.

Denne kan brukes i flere forskjellige kombinasjoner.

#### ***For deteksjon av vandring ved anfall med viderevarsling eksternt***

Sensor	Fraværssensor ribbe 1M P143G	vårt art.nr: 701432 HMS nr: 194989
Sender	Sensormottaker fravær impuls P163BAB	vårt art.nr: 701632 HMS nr: 194998
Viderevarsler	GSM Viderevarsler*	vårt art.nr: 700119 HMS nr: 233359

#### ***For deteksjon av vandring ved anfall med viderevarsling internt***

Sensor	Fraværssensor ribbe 1M P143G	vårt art.nr: 701432 HMS nr: 194989
Sender	Sensormottaker fravær radio P163BAA	vårt art.nr: 701631 HMS nr: 189372
Mottaker	Personsøker P137	vårt art.nr: 700137 HMS nr: 211187

\*) Ved bestilling:

- Oppgi det/de tlf nr det skal varsles til.
- Oppgi tlf nr til den som skal eie abonnement.

GSM viderevarsler må programmeres hos Picomed før forsendelse så vi må ha telefonnumrene for at vi enkelt skal få tak i nødvendig informasjon.

