

Cypromed Merino Wool Liner Active

Spesifikasjoner:

Risikoklasse: Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt: Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat: 3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.

Batterivakt: Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid: Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.

Batteri: 5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).

Beskrivelse: Myk og tynn innerhanske som primært er ment for bruk inni annen hanske/vott. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.

Yttermateriale: Merinoull og polyamid.

Farge: Mørk grå.

Isolasjonsevne: Lite, krever hanske eller vott utenpå i kalde klima.

Egner seg for: Bruk inni annen hanske, vott eller gummihanske i vått og/eller kjølig klima.



Størrelse	HMS-Art. Nr.:	Post	Cypromed Art. Nr.:
6	252717	5	Cy-V2/34110-6
7	252718	5	Cy-V2/34110-7
8	252719	5	Cy-V2/34110-8
9	252720	5	Cy-V2/34110-9
10	252721	5	Cy-V2/34110-10
11	252722	5	Cy-V2/34110-11