

NAV-
AVTALE



Mykt og behagelig
inkontinenstrekk.

Art.nr.	HMS nr.	Beskrivelse
622197	287007	• Madrass Domus Auto overmadrass 85 cm
622198	287008	• Madrass Domus Auto overmadrass 90 cm

- ▶ Forebygging og behandling ved sårgrad 1-3
- ▶ Trykket innstilles automatisk etter pasientvekt, kan også finstilles manuelt
- ▶ Lydsvak pumpe som arbeider i syklus på 10 min
- ▶ Dynamisk/statisk program med sittefunksjon
- ▶ «Max firm»-funksjon: statisk madrass ved pleie og forflytning (tilbakestilles automatisk til vekseltrykk etter 20 min)
- ▶ Alarm ved strømsvikt, for lavt trykk eller behov for service
- ▶ Hælfunksjon: de nederste 5 celler kan kobles fra slik at trykk fjernes
- ▶ Kabelføringer i madrasstrekk forhindrer skade på strømkabel
- ▶ CPR-ventil ved hodeenden – for hurtig lufttømming

Mål og vekt

Lengde	200 cm
Bredde Domus Auto 85	85 cm
Bredde Domus Auto 90	90 cm
Høyde	13 cm
Vekt madrass	5,6 kg
Vekt pumpe	2,3 kg
Maks brukervekt	200 kg



Nyttig informasjon

- 17 utskiftbare celler
- Madrassen er enkel å vedlikeholde