




1. VALG
NAV-
AVTALE

Art.nr.	HMS nr.	Beskrivelse
622724	314477	● Basis Top 200 × 85 × 7 cm
622720	314478	● Basis Top 200 × 90 × 7 cm
622727	314479	● Basis Top 200 × 120 × 7 cm
622726		Basis Top 220 × 85 × 7 cm
622722		Basis Top 220 × 88 × 7 cm


- ▶ Trykkreduserende madrass til forebyggende pleie opptil sårgrad 3.
- ▶ Produsert i viskoelastisk spesialsikum.
- ▶ Dreibar for forlenget levetid.
- ▶ Trico-overtrekk lar skum og trekk gli mot hverandre uten motstand.
- ▶ Vanntett og pustende inkontinestrekk med glidelås på tre sider.
- ▶ Trekket har strikk i hjørnene for fiksering til undermadrassen.
- ▶ Inkontinestrekk kan desinfiseres og vaskes på maks 95°.

Bomullstrekk til Basis Top

Art.nr.	HMS nr.	Beskrivelse
622870	314482	● Bomullstrekk 85 × 200 cm
622871	314483	● Bomullstrekk 90 × 200 cm
622872	314484	● Bomullstrekk 120 × 200 cm



Trekket har elastiske stropper for sikker montering på madrassen under.



Leveres med inkontinestrekk. Bomullstrekk kan kjøpes som tilbehør.



Skumkjernen består av trykkavlastende viskoelastisk spesialsikum.

Vekt og info

Brukervekt	0 - 150 kg
Vekt madrass	ca. 6 kg
Vektfylde (lang levetid)	50 kg/m ³

MATERIALE

Madrass: brannhemmende viskoelastisk spesialsikum

PRAKTISK ANVENDELSE

Inkontinestrekk har fire strikk og glidelås i tre sider

Skann meg



Eller gå inn på
[hjelpemidler.varodd.no/
basis-top](https://hjelpemidler.varodd.no/basis-top)